

TR-BRACE


Cinturino pressore
sottorotuleo

In un semplice gesto,
un grande sollievo.

DIMENSIONI CONTENUTE

CHIUSURA A DOPPIE FASCE
CONTRAPPOSTE

4 COLORI PER UNO STILE
ACCATTIVANTE



DALL'INNOVAZIONE: MIGLIOR QUALITÀ DELLA VITA, MIGLIOR STILE DI VITA.

Saper innovare è saper ascoltare le richieste di medici, specialisti, tecnici di settore e pazienti, ma è anche saper prestare attenzione agli stili di vita sempre in evoluzione per proporre soluzioni sempre attuali. Da 30 anni, l'innovazione FGP interpreta le esigenze contemporanee per il benessere con proposte che coniugano performance, stile, design per una qualità della vita sempre migliore e in linea con le richieste moderne.

TR-Brace è una nuova risposta e una nuova opportunità per chi vive il movimento in ogni momento.

PER CHI

Per chi soffre di tendinopatia rotulea.

Per chi ha esiti dolorosi dopo interventi di ricostruzione LCA con il tendine rotuleo.

Per chi soffre di sindrome Osgood-Shlatter e Sinding-Johannson.



COME FUNZIONA

Le due fasce di chiusura contrapposte assicurano il dispositivo sotto la rotula.

L'elemento elastico del passante agevola l'espansione muscolare ed evita l'effetto laccio.

La parte anteriore aderisce alla regione sottorotulea generando una pressione che scarica il tendine infiammato.

Il cuscinetto pressore interno agisce con effetto massaggiante.

BENESSERE CONCENTRATO.

Spazio al benessere, nel minimo spazio.

TR-Brace è il nuovo cinturino firmato FGP, progettato e realizzato per alleviare il dolore al tendine rotuleo del ginocchio con il massimo del comfort. Le sue **dimensioni contenute** lo rendono un compagno perfetto nella vita di tutti i giorni e soprattutto per chi vive il movimento come attività sportiva.

Il **doppio cinturino di chiusura** a tiranti contrapposti mantiene il pressore correttamente posizionato.

E i **4 colori** disponibili aggiungono un tocco di stile alle alte performance.



CHIUSURA A DOPPIE FASCE CONTRAPPOSTE

Doppia fibbia di regolazione del tutore per agevolarne il posizionamento. L'elemento elastico facilita l'espansione muscolare ed evita l'effetto laccio.

DIMENSIONI CONTENUTE

Design ridotto per una minore invasività e maggior stabilità grazie al cinturino di chiusura sagomato e sottile.

LOOK ACCATTIVANTE

Fucsia, lime, azzurro, grigio:
per scegliere lo stile del movimento.



Vellutino grippante per una precisa personalizzazione del tutore



Materiale in monospugna per una piacevole sensazione sulla pelle e sagomatura 3D con effetto massaggiante nella regione del cavo popliteo

Assenza totale di cuciture per un maggior comfort

Cuscinetto pressore in silicone ricoperto di morbido tessuto con disegno 3D con effetto massaggiante per un sollievo nel punto dolorante.

TR-BRACE

CINTURINO PRESSORE SOTTOROTULEO



STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto pressore in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

MISURE

Taglia unica ambidestra

INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo



Disponibile in 4 colori

Codice d'ordine:

TRB-100 F fucsia; TRB-100 L lime;
TRB-100 A azzurro; TRB-100 G grigio



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 0 - 09/18

www.clubcomunicazione.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

