

EPIBRACE PRO

Tutore per epicondilite

Ritorna il sollievo,
riparte il movimento.



DALLA NOSTRA VISIONE, IL BENESSERE IN OGNI GESTO.

Liberi in ogni gesto, liberi di vivere il benessere ogni giorno. La nostra promessa e il nostro impegno sono dedicati al benessere quotidiano di tutti, in ogni situazione, in ogni occasione. Un impegno che perseguiamo con costanza, determinazione, passione, unendo la tecnologia più all'avanguardia con l'insostituibile capacità manuale per realizzare soluzioni dal comfort e performance ai massimi livelli. E il nostro impegno è anche nella ricerca dei materiali più eccellenti, nelle tecniche più evolute, nella scelta tutta italiana di una produzione Made in FGP per un controllo totale della filiera, a garanzia di prodotti sempre al top. Un impegno portato avanti da professionisti e da persone, dal dialogo con medici e pazienti, da relazioni forti che sono il grande valore del nostro brand.

PER CHI, PER CHE COSA: IL TUTORE

Il tutore è progettato per essere un efficace strumento coadiuvante per il trattamento di epicondillite ed epitrocleite. Ha lo scopo di eliminare potenziali forze dannose riducendo la tensione a livello dell'unità muscolo-tendinea riequilibrando i contributi dei gruppi muscolari interessati al movimento.



UN LOOK ACCATTIVANTE, UN SOLLIEVO IMPORTANTE.

Una disponibilità di 4 colori, una texture a contrasto caratterizzante la superficie esterna: l'estetica veste l'efficacia per dare al prodotto un tocco in più e offrire un'esperienza di benessere ad alti livelli. La sagomatura anatomica rende il tutore confortevole.

Il tessuto colorato presente lungo tutto il perimetro restituisce una sensazione di morbidezza a contatto con la pelle. E la saldatura ad alta frequenza e l'assenza di cuciture ne aumentano il comfort.



BENVENUTI NEL MONDO EPIBRACE PRO: I MATERIALI.



Cuscinetto pressore in silicone ricoperto di morbido tessuto, orientabile grazie alla regolazione a strappo

Sagomatura tridimensionale con effetto massaggiante

Materiale in monospugna per una piacevole sensazione sulla pelle ed effetto grippante per una migliore stabilità

Assenza totale di cuciture per un maggior comfort



Vellutino grippante per una precisa personalizzazione del tutore

Passante con elemento elastico per agevolare l'espansione muscolare ed evitare l'effetto laccio

Tacche di regolazione per una più precisa individuazione della forza da esercitare per ridurre il dolore

Look piacevole grazie all'esclusiva texture e ai colori a contrasto

EPIBRACE PRO

TUTORE PER EPICONDILITE ED EPITROCLEITE



STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto pressore orientabile in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

CHIUSURA

- a strappo con sistema di tensionamento facilitato grazie alle tacche numerate di riferimento
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti



Disponibile in 4 colori

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine:

EPI-200 F fucsia; EPI-200 L lime;
EPI-200 A azzurro; EPI-200 G grigio



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 0 - 04/18

www.clubcomunicazione.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

