

E-Light 2 – Carrozzina Standard in alluminio da transito

Ref. E-LIGHT 2-xxT



Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, ruote posteriori da 12" con pneumatici in PU ad estrazione rapida. Freni di stazionamento, sistema antiribaltamento disponibile su richiesta e possibilità di regolazione in profondità del sedile. Le ruote anteriori hanno una dimensione di 7.5 "montate su una forcella in alluminio con la possibilità di variare la posizione o il diametro delle ruote, per variare l'altezza del sedile da terra. Lo schienale con tasca posteriore e il sedile sono imbottiti e realizzati in Nylon. (disponibile a richiesta in versione ignifuga). I braccioli sono ribaltabili con imbottitura in Poliuretano, pannello laterale per protezione indumenti e regolabili in altezza. Le pedane amovibili sono dotate di cinturino ferma tallone, hanno la possibilità di rotazione posteriore e regolazione in altezza della pedana. La carrozzina è disponibile in diverse misure di seduta come indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione delle capacità motorie.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|---|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Y122103 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM E-LIGHT 2-37T E-LIGHT 2-40T E-LIGHT 2-42T E-LIGHT 2-44T E-LIGHT 2-46T E-LIGHT 2-49T E-LIGHT 2-52T | 2045595/R 2045602/R 2045604/R 2045605/R 2045606/R 2045607/R 2045608/R | |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore MDD | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2020 | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | INTERMED S.r.l. | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Caratteristiche tecniche

| E-LIGHT | 37T | 40T | 42T | 44T | 46T | 49T | 52T |
|---------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Larghezza seduta | 37 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 49 cm | 52 cm |
| Larghezza totale | 48 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm |
| Profondità seduta | 42-46 cm | | | | | | |
| Lunghezza totale | 107-111 cm | | | | | | |
| Altezza seduta | 52 cm | | | | | | |
| Altezza schienale | 40 cm | | | | | | |
| Altezza dal suolo maniglie di spinta | 92 cm | | | | | | |
| Altezza braccioli | 23 – 30 cm | | | | | | |
| Diametro route posteriori | 12" | | | | | | |
| Diametro route anteriori | 7,5" | | | | | | |
| Diametro ruotino per passaggi stretti | 2,7" | | | | | | |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

| | |
|------------------------|---|
| Peso | ≥ 15 kg, secondo configurazione |
| Portata massima | 120 kg per misure da 37 a 44 cm 140 Kg per misure da 46 a 52 cm |
| Materiali | Telaio in Alluminio Schienale e seduta in Nylon Ruote posteriori in Poliuretano Forcella per ruote anteriori in Alluminio Imbottitura braccioli in Poliuretano Sistema frenante in Alluminio Mancorrenti in Alluminio |
| Freni di stazionamento | Leve ad azionamento manuale |
| Braccioli | Desk |

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|-----------------|--|-----------------|
| **E-LIGHT 2-xxT | Carrozzina standard leggera da transito. | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo. | 1 |

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| EL-A01 | Pedane elevabili | 2 |
| EL-A02 | Sistema antiribaltamento | 2 |
| *EL-A05-Sxx | Tela seduta autoestinguente | 1 |
| *EL-A06-Bxx | Tela schienale autoestinguente | 1 |
| P-36 | Asta porta-flebo | 1 |
| EL-22 | Prolunga schienale | 1 |

*Indicare la misura della larghezza in fase di ordine.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 0.0 | 07/10/2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |

