

GMFCS
Level III-V



Sono il tuo deambulatore dinamico. Vuoi camminare, correre o anche scatenarti? Con le mie nuove taglie più piccole, ti sosterrò dall'inizio e non vedo l'ora che inizi i tuoi primi passi. Troverai sicuramente supporto in me.

Se stai diventando più grande e più coraggioso e vuoi esplorare il mondo di più, la mia sella multiposizione ti aiuterà dalla taglia 1: lei sostiene parte del tuo peso corporeo e può adeguarsi al tuo bacino con la massima precisione.

Puoi spingermi davanti a te o tirarmi dietro di te. In ogni caso, con la mia ampia area di appoggio, ti aiuto a mantenere sempre una postura eretta. Il mio telaio superiore dinamico in opzione ti supporta nel trasferimento e nello spostamento del peso, che è necessario per una andatura funzionale.

Dimenticavo: tutte le modifiche e le regolazioni possono essere apportate senza attrezzi!





La mia sella multi posizione (MPS) ti entusiasmerà:

con lei, la tua posizione pelvica può essere regolata in modo così rapido e preciso in diverse direzioni così che il sollevamento del piede, la lunghezza del passo e il trasferimento del peso possano essere adattati all'istante. Ad esempio, con la corretta regolazione della profondità della sella, il bacino viene portato in una posizione ottimale rispetto alla parte superiore del corpo. Con l'aiuto dell'inclinazione della sella, il bacino viene portato in una posizione in avanti o all'indietro. La guida dell'anca può essere modificata in altezza e profondità in modo che i fianchi ricevano il supporto necessario. E con l'altezza della sella, la posizione pelvica può essere regolata in modo da poter determinare la quantità di peso corporeo che l'MPS deve sostenere. Ottimo vero?



Vorrei mostrarti questo supporto per il torace. In combinazione con le altrettante nuove maniglie ti offro nuove possibilità di posizionamento.



Supporti avambraccio
supportano una parte del
peso corporeo.

Telaio superiore dinamico
sostiene l'andatura e consente
un'oscillazione verticale di 8 cm e
un movimento orizzontale di 5 cm
durante la deambulazione.

Colonna centrale
regolabile in altezza grazie alla molla
a gas, ti aiuta ad alzarti in piedi.

Blocco direzionale
aiuta la marcia
rettilinea.

Costruzione leggera e stabile
trasmette sicurezza.

Ruotine
con freni a slittamento, antiartramento,
freni e blocchi direzionali.

Conta passi
registra l'avanzamento
della terapia.

**Sistema
modulare**

Diverse possibilità di applicazione

I telai superiori delle misure 2 + 3
possono essere sfilati dal telaio
ausiliario standard e montati sul telaio
ausiliario o sul tapis roulant.

Supporto multifunzionale per il tronco

A seconda di quanto supporto hai
bisogno, può essere adattato a te in
profondità, altezza e angolo..



Colore telaio
mis. 0 mini



Colore telaio
mis. 1



Colore telaio
mis. 2



Colore telaio
mis. 3



Blu



Colore telaio
mis. 4

Antracite





Grazie alla colonna centrale con molla a gas, l'altezza può essere regolata rapidamente, il che ha un grande vantaggio: il passaggio dalla posizione seduta alla verticale è semplicissimo!

Dati tecnici		Mis. 0 mini	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4
Altezza al gomito		39 - 52 cm	47 - 70 cm	61 - 89 cm	81 - 119 cm	86 - 124 cm
Ingombro in larghezza	Base standard	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
	Base da esterni	-	-	76 cm	81 cm	-
	Base tapis roulant stretta	-	89 cm	89 cm	89 cm	-
	Base tapis roulant larga	-	102 cm	102 cm	102 cm	-
Ingombro in lunghezza	Base standard	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
	Base da esterni	-	-	91 cm	103 cm	-
	Base tapis roulant	-	104 cm	104 cm	104 cm	-
Altezza del telaio	Basi standard e da esterni	32 cm	41 - 53 cm	55 - 69 cm	72 - 98 cm	79 - 104 cm
	Base tapis roulant	-	58 - 89 cm	60 - 93 cm	76 - 119 cm	-
Altezza telaio inferiore (senza telaio superiore)	Basi standard e da esterni	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
	Base tapis roulant	-	53 cm	53 cm	53 cm	-
Peso	Base standard	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg
	Base da esterni	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-
	Base tapis roulant stretta	-	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	-
	Base tapis roulant larga	-	12,7 kg	12,7 kg	12,7 kg	-
	Telaio superiore fisso	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
	Telaio superiore dinamico	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg
Oscillazione del telaio superiore dinamico	Verticale	-	3,5 cm	8 cm	8 cm	8 cm
	Orizzontale	-	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Largh. max. tapis roul.	Base tapis roulant stretta	-	74 cm	74 cm	74 cm	-
	Base tapis roulant larga	-	86 cm	86 cm	86 cm	-
Alt. max. tapis roulant	Base tapis roulant	-	28 cm	28 cm	28 cm	-
Portata massima		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg
Numero di registrazione Ministero		2036453/R				

