



zipie[®]
Explore your world!



Youngster 3



Fit for Adventures



Youngster 3

La carrozzina pieghevole superleggera
che cresce insieme a voi!

Zippie® Youngster 3™

La nuova Youngster 3 offre la possibilità di aumentare la larghezza e la profondità della seduta con un sistema perfettamente integrato. Il nuovo telaio dà alla vostra carrozzina uno stile davvero unico.

In più la Youngster 3 offre opzioni innovative, leggere e dal nuovo design che utilizzano le tecnologie più avanzate.





Sistema brevettato per incrementare la larghezza della seduta di 2 cm per mezzo della crociera in modo da seguire la crescita dei piccoli utenti senza l'utilizzo di nuove parti.



Nuovi forcelle e telaio leggeri per la massima regolabilità. La Youngster 3 è ancora più bella e più manovrabile.



Possibilità di aumentare la profondità della seduta di 4 cm per mezzo dei tubi piccoli utenti senza l'utilizzo di nuove parti

Esplorate il vostro mondo! Divertitevi, giocate con i vostri amici e non fermatevi mai!

Opzioni

La nuova Youngster 3™ offre a voi e ai vostri genitori moltissime opzioni perchè vi sentiate più comodi e possiate divertirvi in libertà e sicurezza.



Nuova selezione di teli schienale in versioni differenti e più regolabili.



Telo seduta leggero per facilitare la gestione e il trasporto della carrozzina.

28 colori per il telaio!

Selezionate un colore per ogni componente.





Spondine dal design moderno in combinazione con i nuovi freni Safari per una maggiore sicurezza.

Copriraggi

Potrete scegliere tra 32 fantastiche fantasie per i vostri copriraggi. Qui ne potete vedere 4! Consultate il nostro catalogo copriraggi per scegliere quella che preferite.



Dati tecnici



Colori telaio : 28 colori disponibili (vedere scheda d'ordine)

Peso della parte più pesante: 4,4 kg

Colori teli: Nero / ventilato (nero e argento) / Alcantara (grigio e marrone)

Peso prodotto: da 8,5 kg

Portata massima: 85 kg

Ruote anteriori: 4" / 5" / 6"

Per la crescita:

Larghezza seduta +2 cm senza bisogno di altre parti

Ruote posteriori: 20" / 22" / 24"

Profondità seduta: +4 cm senza bisogno di altre parti

Colori telaio



Scegliete il colore che preferite ed utilizzate la scheda d'ordine per ordinare la vostra carrozzina.



PB_Youngster3_it_IT_REV_1

Sunrise Medical S r l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.com