


zippie®
Explore your world!



Zippie TS SE

Carrozzina basculante posturale
pediatrica

Fit for Adventures





Nuovo colore Glow che brilla al buio



Disponibile con azionamento a pedale in modo da eliminare i cavi esposti






Telaio pieghevole opzionale

La Zippie TS SE è disponibile sia con telaio rigido che pieghevole. Zippie TS SE è dotata di un telaio personalizzabile con un'incredibile varietà di opzioni.

La Zippie TS SE™ è capace di crescere con il bimbo.

La Zippie TS SE™ cresce sia in profondità che in larghezza.

Dati tecnici



Pieghevole con basculamento

Rigida con basculamento

Colori telaio	18	18
Colore rivestimento	nero	nero
Portata massima	75 kg	75 kg
Peso	13,15 kg senza pedane	13,15 kg senza pedane
Angoli pedana	SA, 70°, 80°, 90°, ELR, ALR	70°, 80°, 90°, ELR, ALR

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine. Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.



PB_Zippie TS_SE_it_IT_REV4

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.it