

Emerald

Carrozzina superleggera pieghevole in alluminio.

Telaio personalizzabile grazie a numerose regolazioni per soddisfare le diverse esigenze del bambino.

E' fornita con anteriore standard o abdotta, pedana fissa o estraibile.

Il predellino può essere unico o separato, regolabile in inclinazione.

Di serie vengono fornite maniglie per l'accompagnatore, braccioli regolabili in altezza ed antiribaltamento.

Aluminium ultra lightweight folding wheelchair.

High adjustable frame to help customizing the wheelchair set-up on the base of the kid's needs.

It is available with standard or abducted front frame, with detachable or not detachable foot-rests and single or separate tilt adjustable foot-plate.

The basic configuration includes anti-tip device, height adjustable pushing handles and arm-rests.



Pedana estraibile
Detachable foot-rest



Antiribaltamento girevole
Revolving anti-tip device



Cinghia pelvica 45° (optional)
45° pelvic belt (optional)



Cinghia pelvica imbottita a 45° (optional)
45° pelvic padded belt (optional)



Bracciali regolabili in altezza
Height adjustable arm-rests



Estrazione pedane
Foot-rest pulling out



Maniglie per accompagnatore regolabili in altezza
Height adjustable pushing handles for assistant

cm	1° o 5° cm	cm	cm	A cm	B cm	cm	cm
24	1° 6°	26	25	A : min. 36		media average 77	11 Kg con seduta seat 32x32cm
26	46 50	28	27	max. 46			
28	48 52	30	29	B : min. 40			
30	50 54	32	31	max. 48			
32	52 56	34	33	misure indicative			
34	54 58	36	35	approximate			
36	56 60	39	37	measurements			
	58 62	41	39				

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

Vicair Vector



Adjuster junior vector



Misure disponibili:
Larghezza x profondità
25x25 cm
30x30 cm
35x35 cm



L'Academy Junior Vector è un cuscino posturale antidecubito studiato appositamente per i bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili individualmente; la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti permettono un'ottima seduta e stabilità funzionale. Inoltre l'abduzione integrato anteriormente impedisce lo scivolamento in avanti ed i due settori laterali leggermente più elevati rispetto al settore centrale aiutano il contenimento del bacino. Il cuscino Adjuster Junior Vector fonde leggerezza e delicatezza per offrire un'efficace funzione antidecubito con il massimo confort.

Suggerito:

Per stabilizzare la seduta ed assicurare un'elevata azione antidecubito.

Colori

TELE *Fabrics*

A B C D E F

A - Arancio

B - Rosso

C - Verde

D - Azzurro

E - Bluette

F - Nero



A - Orange

B - Red

C - Green

D - Light blue

E - Cornflower blue

F - Black



Set Anodizzati
Anodized Set

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver



Colori

COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico) NEW TITANIUM FRAME COLOURS (electrochemical treatment)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium