

TOM 5 Streeter



- ✓ telaio 100% in ALUX high-tech
- ✓ 3 taglie - MINI, STD, MAXI
- ✓ design unico MONOSLIDE
- ✓ eccellente gamma di colori
- ✓ Nuovo Design Black&White
- ✓ ampia gamma di accessori



TOM 5 Streeter MINI



TOM 5 Streeter STD



TOM 5 Streeter MAXI

Il nuovo telaio di alluminio nero High-Tech del sistema di seduta TOM 5 è prodotto adottando l'innovativa metodologia di costruzione in ALUX High-Tech che utilizza una combinazione di giunti di lega di alluminio e di titanio temprati. Questa metodologia garantisce la leggerezza e l'alta durata del telaio.

La riprogettazione dell'interfaccia tra seduta e telaio rende il telaio completamente ripiegabile e comprende un sistema di frenata sicuro, sospensioni a molla e maniglione di spinta ergonomico regolabile in altezza.

Inoltre, anche il sedile è prodotto usando la metodologia in ALUX High-Tech. L'unità di seduta è estraibile, ribaltabile e completamente regolabile in dimensioni e posizione. E' dotata non solo dell'innovativo sistema di regolazione MONOSLIDE, ma anche di un meccanismo di basculamento telescopico molto semplice e di un sistema flessibile certificato per l'applicazione del bretellaggio e per il posizionamento degli accessori. La struttura della seduta è ricoperta da una fodera molto imbottita con un elegante rivestimento in tessuto. La facilità di gestione viene ulteriormente garantita dalla possibilità di ripiegare completamente il TOM 5 anche senza dover togliere la seduta.

Il sistema di seduta TOM 5 è stato disegnato da un team di progettisti professionisti e di specialisti della postura: è quindi un prodotto eccellente, non solo dal punto di vista del design, ma anche per la sua funzionalità: si

tratta di uno dei sistemi di seduta più leggeri della sua categoria. Inoltre, le ruote piene da 260 mm (175/260 mm) consentono di utilizzarlo non solo in ambiente urbano ma anche nel corso di attività all'aperto non impegnative. Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento.

Il prodotto è conforme ai più recenti standard CE e ai requisiti degli standard igienici, tecnici e di sicurezza.

CRASH TESTED



Il prodotto è stato sottoposto a Crash Test ed è risultato conforme ai requisiti della norma EN ISO 7176-19. Significa quindi che questo sistema di seduta è un prodotto ideale per l'utilizzo quotidiano e anche per il trasporto su veicoli a motore idonei e dotati dei punti di ancoraggio e degli elementi di fissaggio idonei.

Configurazione standard:

- Testato per il trasporto in auto secondo la norma ISO EN 7176/19
- Telaio con ammortizzatori a molla
- Telaio completamente riducibile con la seduta montata
- Freno a pedale
- Catarifrangenti di sicurezza
- Maniglione di spinta ergonomico e regolabile
- Sistema posturale sganciabile ed invertibile
- Seduta regolabile in profondità e in larghezza
- Schienale regolabile in altezza
- Unità di seduta basculante
- Schienale regolabile in angolazione
- Pedana unica regolabile in flesso estensione e in altezza

Sistema di seduta ripiegato



- Piatto della pedana regolabile in flessione plantare e dorsale
- Coperture imbottite della seduta
- Cestino in tessuto
- Barra di protezione
- Parasole comfort con copertura antipioggia
- Supporti laterali per il tronco
- Appoggiatesta con alette regolabili per il capo
- Bretellaggio ad H TBX traspirante

Accessori:

- Copertura parapigioggia
- Base per interni
- Cuneo abduttore e altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine).



Alto livello di flessibilità, regolazione semplificata, unità di seduta e telaio facilmente gestibili.



Ampia scelta di dispositivi ed accessori opzionali da montare (fare riferimento alla scheda d'ordine).



in opzione con ruote ad ARIA



in opzione con ruote anteriori FISSE

Il sistema di seduta pieghevole TOM 5 Streeater è disponibile in 3 misure diverse ed in 4 versioni di telaio, capaci di offrire una gamma di 12 combinazioni differenti alle proprie esigenze di spostamento (centri commerciali, traffico cittadino, strade sterrate o in condizioni nevose...)



Un'eccellente varietà di colori del telaio e dei rivestimenti rende il tuo prodotto unico in stile e design.

La nuova colorazione **Black&White** dona al telaio un tocco ancora più elegante e personale.

Codici - Ruote piene (ST):

TOM 5 Streater MINI:	
Ruote anteriori piroettanti	T5SWKPMYY
TOM 5 Streater STD:	
Ruote anteriori piroettanti	T5SWKPYYY
TOM 5 Streater MAXI:	
Ruote anteriori piroettanti	T5SWKPYXY

Dati Tecnici - TOM 5 Streater (T5S)

	MINI	STD	MAXI
Altezza schienale [mm]	440-570	510-680	550-700
Profondità seduta [mm]	185-270	230-330	290-400
Larghezza seduta [mm]	220-280	250-350	270-390
Distanza tra seduta e pedana [mm]	90-260	120-360	120-390
Angolo dello schienale	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Angolo della seduta	+40/-20°	+40/-20°	+40/-20°
Lunghezza totale [mm]	760 (860*)	760 (870*)	760 (870*)
Larghezza totale [mm]	590	630	670
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm]	950/1100	950/1110	970/1180
Freno	a piede	a piede	a piede
Peso	15,5 kg	17,5 kg	19,0 kg
Portata massima	35,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	840 (850*)	850 (860*)	860 (870*)
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	590	630	670
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	360	370	370

* versione con ruote anteriori fisse