

EASyS Modular S

Passeggino posturale leggero riconducibile per omogeneità funzionale a unità posturale tronco/bacino.

- Adatto a bambini fino ai 35kg (mis. 1) o 40kg (mis. 2)
- Patologie: particolarmente adatto a **bambini molto attivi** con esigenze di mobilità ma che necessitano comunque di un sostegno posturale importante, paralisi cerebrali, distrofie, tetraplegie/paresi, paraplegie/paresi, emiplegie/paresi, esiti di traumi cerebrali

Unità posturale tronco e bacino con sostegno e contenimento capo

Possibilità di **regolazione** altezza schienale e profondità seduta

Schienale corto e braccioli piccoli permettono il **massimo grado di mobilità**

Pedana unica reclinabile e regolabile in altezza e flessione-estensione
Permette un appoggio fisiologico dei piedi seguendo o correggendo eventuali anomalie posturali di piedi e caviglie

Telaio **richiudibile a libro** e seduta estraibile

Possibilità di **posizionamento fronte mamma**

Utile soprattutto in caso di bambini che presentano agitazione psicomotoria

Basculamento da -10° a 35°
Permette di variare anche frequentemente i punti di maggior carico, prevenendo così la comparsa di lesioni da decubito

Crash Test superato con successo
Permette di trasportare il bambino sul passeggino in auto

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Thomashilfen e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 09/03/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

