

## Dreama

**Sistema di posizionamento per la gestione della postura 24h**, disponibile in versione pediatrica o per adulti, costituito da un materasso con fodera naturale e basi in alluminio che consentono l'installazione di componenti accessori.

- Indicato in caso di paralisi cerebrali (PCI), distrofie muscolari, SMA, artrogriposi, patologie reumatiche, condizioni post-trauma o post-chirurgiche, spina bifida, scoliosi ed in generale per tutti i pazienti che presentino **difetti o anomalie posturali** e/o **ridotta possibilità di movimento a letto**.

Sistema modulare costituito da **singoli cuscini**

*Lo spazio tra un cuscino e l'altro permette un continuo flusso d'aria che aiuta nel mantenimento di una temperatura ideale*

Il materasso permette all'utente di riposare in una **posizione confortevole** evitando la permanenza per molte ore in posizioni posturalmente scorrette.

*Previene danni articolari e contratture, irrigidimento e limitazioni muscolari; garantisce una miglior qualità del sonno*



I cuscini sono studiati per **ridurre le pressioni** prevenendo l'insorgenza di lesioni da decubito. Ogni cuscino è dotato di una propria **fodera**; si sconsiglia l'utilizzo di coperture aggiuntive che andrebbero a ridurre l'effetto.

*Semplifica l'igiene permettendo di rimuovere e lavare anche un singolo cuscino senza dover effettuare trasferimenti dell'utente*

Il sistema modulare permette il massimo grado di **personalizzazione in ogni postura** (prona, supina, laterale) anche grazie alla **grande quantità di accessori** disponibili, quali cuscini posturali, cunei, supporti laterali, ginocchiere, che possono essere fissati alla base in corrispondenza degli spazi tra i cuscini

La **base in alluminio è flessibile** e permette di essere posizionata su qualsiasi superficie; a seconda delle esigenze può essere utilizzata su un letto ortopedico-posturale o su rulli, cuscini o cunei

*Permette una completa personalizzazione della postura in base alle esigenze della singola persona*

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Jenx Ltd. e distribuito da Medimec International s.r.l.  
Rev. 00 del 19/03/2021

via Proventa, 52  
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870  
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

**Medimec International srl** – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399  
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

