

Mewa



medimec®

Il passeggino per bisogni speciali MEWA è pensato per bambini che non sono in grado di camminare o sedersi in una posizione corretta a causa di infortuni, malattie o disfunzioni motorie.

MEWA è un passeggino facilmente regolabile che garantisce al bambino protezione e stabilità ottimali. Dotato della funzione di inclinazione e reclinazione dello schienale, di supporti regolabili per il tronco e per il capo, sospensioni ammortizzate su tutte e quattro le grandi ruote piene e di leva per facilitare la marcia su terreni irregolari e l'alzata sul gradino.

Il design moderno ed elegante è un ulteriore vantaggio di questo passeggino!



Pratico e leggero adatto a bambini con H 90-125 cm e con peso fino ai 40 kg

Mewa



medimec®

Indicazioni

- Paralisi e paresi degli arti inferiori di varia origine
- Paralisi e paresi del tronco
- Indebolimento dei muscoli posturali preposti al mantenimento della corretta posizione del corpo
- Paralisi cerebrale
- Mielomeningocele
- Distrofie muscolari



Mewa



medimec®

COLORI DISPONIBILI



Mewa



medimec®

SPECIAL EDITION SU RICHIESTA



Mewa



medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort

BASCULAMENTO DELLA SEDUTA

- 4 posizioni
- Angolazione 5,5° - 21,5°



Mewa



medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort

RECLINAZIONE DELLO SCHIENALE

- 4 posizioni
- Da 8° a 86°



Mewa



medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort



REGOLAZIONE DELLA PEDANA

- 5 posizioni
- 64° - 180°

Mewa



medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort

KIT RIDUZIONE DELLA SEDUTA :

- 4 inserti confortevoli che permettono di ridurre in maniera indipendente sia la larghezza che la profondità della seduta



Mewa



medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE:

I supporti per la testa e per il busto sono costituiti da due coppie di cuscinetti indipendenti regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.

La vasta gamma e la semplicità delle regolazioni offrono un adattamento veloce ed efficace a personalizzare le esigenze individuali dell'utente.



Mewa



medimec®

POSIZIONE NANNA

Con un sedile e un poggiatesta completamente regolabili puoi trasformare rapidamente il passeggino in un comodo lettino, perfetto per un breve riposo o un pisolino.



Mewa



medimec®

SUPPORTO ALLA GUIDA E SEDUTA REVERSIBILE FRONTE MAMMA

Il passeggino è dotato di sospensione ammortizzante su tutte e quattro le ruote e di sospensioni posteriori regolabili nelle ruote posteriori.

Le ruote anteriori sono piroettanti con possibilità di blocco.

MEWA è inoltre dotato di freno centralizzato e levetta per facilitare l'alzata sul gradino.

Il design del passeggino consente di ruotare facilmente il sedile e posizionarlo «fronte mamma».

Grazie a questa funzione è possibile tenere il bambino sempre sotto controllo.



Mewa



medimec®

Grazie agli elementi smontabili e richiudibili (telaio, seduta e ruote) MEWA è molto facile da riporre anche in piccoli spazi



Mewa



medimec®

- Cappottina con finestra
- Supporti testa e tronco
- Kit riduzione seduta
- Cintura a 5 punti
- Cuneo di abduzione
- Pedana regolabile
- Ruote piroettanti con possibilità di blocco
- Facile estrazione delle ruote



Mewa



medimec®

Lunghezza totale aperto / chiuso	94 - 126 cm / telaio 84 cm – seduta 88 cm
Larghezza totale aperto / chiuso	65 cm / telaio 64 cm – seduta 43 cm
Altezza totale aperto / chiuso	124 - 129 cm / telaio 26 cm – seduta 42 cm
Peso totale (min-max)	20 – 28 kg
Peso massimo utente	40 kg
Profondità seduta	24* – 28 cm
Larghezza seduta	25* - 32 cm
Altezza schienale	62 cm
Larghezza schienale	20* - 30 cm
Distanza tra pedana poggiapiedi e seduta - numero delle regolazioni	17-32 cm - 5 posizioni
Altezza min/max utente	90 – 125 cm

* valori che si ottengono con il kit di riduzione della seduta o con le imbottiture

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.
Tolleranza dei valori di misura indicati +/- 20 mm, +/- 1,5 kg