



GEMINO 30
carbon

GEMINO 30M
carbon

Un rollator è un ottimo modo per mantenere la propria indipendenza e vivere una vita attiva. Le persone che hanno bisogno di un piccolo aiuto per mantenere l'equilibrio e devono sedersi spesso, possono davvero trarre beneficio dall'uso di un rollator.

Un rollator vi aiuta a muovervi dove desiderate offrendovi supporto fisico, sicurezza e stabilità.

Perfetto per persone di qualunque età che abbiano subito un infortunio o siano affette da patologie.



GEMINO 30 Carbon

Il rollator in carbonio, leggero, di alta qualità, per uno stile di vita attivo

Il rollator Gemino 30 Carbon è **molto leggero** ed è dotato di un **sistema di chiusura brevettato** e di un **elegante design**. Grazie al peso ridotto, il rollator può essere sollevato facilmente per essere trasportato o riposto e risulta estremamente manovrabile negli spazi ristretti. Per questa ragione è il compagno perfetto nella vita di tutti i giorni e per i vostri viaggi.

Il carbonio è estremamente solido e resistente ma rimane comunque un materiale molto leggero, infatti viene utilizzato per realizzare prodotti che devono avere un peso contenuto. Nonostante il peso molto ridotto, questo rollator è molto stabile e vi farà sempre sentire sicuri sia in ambienti chiusi sia all'aperto – ciottoli e terreni sconnessi non saranno un problema.



// SISTEMA FOLD-AND-CLICK BREVETTATO

Grazie al sistema brevettato fold-and-click il rollator si piega in modo compatto e una volta chiuso si **blocca automaticamente**.

Grazie anche al peso ridotto, il rollator può essere facilmente sollevato e riposto, se necessario anche con una sola mano.



// RUOTE CHE FANNO LA DIFFERENZA

Le grandi ruote consentono di spostarsi comodamente su qualsiasi terreno.



// MANOPOLE DALLA FORMA ANATOMICA

Le manopole ergonomiche offrono un maggiore comfort e una sensazione di stabilità nel sostegno durante la deambulazione.

// MANIGLIE DI SPINTA REGOLABILI IN ALTEZZA

La semplice regolazione dell'altezza con funzione di memoria assicura una postura eretta.



// MAGGIORE SPAZIO DI SEDUTA

Gli ampi tubi anteriori posizionati parallelamente offrono uno spazio senza ostacoli per una seduta confortevole.

// FACILE GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Molto da trasportare? La borsa advanced a rete può essere facilmente aperta anche con una sola mano, offrendo molto spazio per gli acquisti e trasportando fino a 5 kg.

Gemino 30 Carbon è un compagno leale sia in interni che in esterni.

Spazi ristretti? Con una larghezza di soli 800 mm, potrete muovervi senza problemi in spazi piccoli e stretti. Potrete muovervi in tutta sicurezza perfino in spazi ancora più stretti chiudendo parzialmente il rollator.

Avete bisogno di una pausa? Il sedile incorporato, abbinato allo schienale consente di riposare comodamente quando se ne ha bisogno. Appoggiatevi e rilassatevi.



ACCESSORI PRATICI PER VOI

I rollator Gemino non sono solo facili da regolare, ma sono dotati di una gamma completa di accessori eleganti che facilitano la vita quotidiana. Scegliete le opzioni più adatte alle vostre esigenze: una elegante sacca, un pratico porta stampelle o un comodo supporto per la schiena.

// SACCA PORTAOGGETTI COLORATA ADVANCED

Abbinare al vostro Gemino una sacca elegante e richiudibile, nel vostro colore preferito. Con manici e tracolla per un facile trasporto.



Si aggancia e si rimuove con un solo clic. Semplice da usare anche con una sola mano.



Nero



Nero Alcantara



Grigio Grafite



Verde Menta



Rosso



Blu



Verde



Rosa





// SUPPORTO PER LA SCHIENA

Fornisce un supporto per sedersi comodamente e in sicurezza quando è il momento di fare una pausa. Non è necessario rimuoverlo quando si ripiega il rollator.



// SUPPORTO "COMFORT" REGOLABILE PER LA SCHIENA

Per un maggiore comfort, scegliete questo comodo supporto per la schiena, ampio e sofficemente imbottito. Rapido da regolare, si ripiega facilmente con il rollator.



// TAVOLINO

Il pratico vassoio con portabicchieri consente di trasportare cibo e bevande in modo sicuro e agevole.



// PORTASTAMPELLA

Mantiene la stampella o il bastone da passeggio saldamente fissati quando si cammina. Facile da montare e da raggiungere.



// GANCIO UNIVERSALE

Adatto per l'inserimento di accessori personali a scelta.



// LUCE APPLICATA AL TELAIO

Assicura una buona visibilità al buio, per una maggiore sicurezza.



// FRENO AZIONABILE CON UNA SOLA MANO

Utilizzo comodo e sicuro con una sola mano.



// KIT FRENI AD AZIONE INVERSA

Il rollator smette immediatamente di muoversi quando il freno viene rilasciato.

Dati Tecnici

GEMINO 30 Carbon // ROLLATOR

		Gemino 30 Carbon	Gemino 30M Carbon
Altezza totale, da terra alla parte superiore delle maniglie di spinta	mm	780 - 1000	730 - 880
Lunghezza totale	mm	650	650
Larghezza totale	mm	600	600
Larghezza tra le maniglie	mm	470	470
Altezza di seduta	mm	620	550
Altezza deambulatore chiuso	mm	800	760
Lunghezza deambulatore chiuso	mm	650	650
Larghezza deambulatore chiuso	mm	230	230
Diametro cerchio di rotazione	mm	840	840
Diametro ruote	mm	200 x 36	200 x 36
Peso totale senza cestino	kg	5,6	5,4
Peso standard cestino	kg	0,3	0,3
Portata massima	kg	150	130
Portata massima cestino	kg	5	5
Altezza suggerita utilizzatore	mm	1500 - 2000	1350 - 1700



Scansionate il codice QR con la fotocamera del vostro telefono per visualizzare ulteriori informazioni.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it

