

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

PRODOTTO DI FISIOTERAPIA ADATTO A RECUPERARE LA FUNZIONALITÀ COMPROMESSA DA TRAUMI.

8 SALUTE E REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

1

Intensità erogabile con diffusore flessibile

120 Gauss di media

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

Rete

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

260 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3947


· 1 Borsa

· 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM L

· 1 Solenoide flessibile 300x100 mm

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



CE
0476



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



OPZIONE NOLEGGIO



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Piccole fratture

Grandi fratture

Osteoartrite cervicale

Dolore schiena

Osteoporosi

Artrosi

Artrite

Epicondillite