

MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

POTENTE MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE DOTATA DI TANTI PROGRAMMI E FUNZIONI SPECIALI CHE LA RENDONO EFFICACE PER LA CURA DI NUMEROSE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E NEL RECUPERO DOPO INTERVENTI ORTOPEDICI. POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTI LOCALI E TOTAL-BODY.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

Alimentazione


- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensione | Peso

170x220x60 mm | 820 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3000 PRO
- 2 Solenoidi flessibili 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G6034** MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi "Pocket Pro"
- Cod. **G5335** MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi flessibili
- Cod. **G5643** MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi soft



EASY PROGRAM



FUNZIONE 1+1



LAST 10



PROGRAMMABILE



OPZIONE NOLEGGIO



RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI



ALIMENTAZIONE A RETE

MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

Artrosi cervicale

Artrite

Artrosi

Artrosi mano

Artrosi anca

Artrosi spalla

Artrosi colonna

DOLORE

Algodistrofia - Morbo di Sudeck

Mal di schiena

Dolori articolari

INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

Tendiniti

Epicondilite

Epitrocite

Tunnel carpale

Tendinite spalla

ORTOPEDIA

Post intervento LCA

Lesione cartilagine

Protesi ginocchio

Protesi anca

Fusione spinale

Osteotomia

PATOLOGIE OSSEE

Fratture

Frattura scafoide

Frattura polso

Fratture spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura femore

Ritardo consolidamento fratture

Frattura con gesso

Osteonecrosi

Osteoporosi

Pseudoartrosi

Edemi ossei

TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

Edemi-contusioni

Ulcere

PROGRAMMI NOTTURNI

Programma notturno 15 Hz

Programma notturno 50 Hz

Programma notturno 75 Hz

PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA

Programma multifrequenza

Programma 5 Hz

Programma 10 Hz

Programma 15 Hz

Programma 20 Hz

Programma 25 Hz

Programma 30 Hz

Programma 35 Hz

Programma 40 Hz

Programma 45 Hz

Programma 50 Hz

Programma 55 Hz

Programma 60 Hz

Programma 65 Hz

Programma 70 Hz

Programma 75 Hz

Programma 80 Hz

Programma 85 Hz

Programma 90 Hz

Programma 95 Hz

Programma 100 Hz

Programma 120 Hz

Programma 140 Hz

Programma 160 Hz

Programma 180 Hz

Programma 200 Hz

