

# MEDISOUND 3000

## ULTRASUONOTERAPIA | 49 PROGRAMMI

PRODOTTO TOP DI GAMMA ADATTO A STUDI FISIOTERAPICI E OSPEDALI. LA SUA COMPATTEZZA NE PERMETTE IL TRASPORTO IN TUTTE LE SITUAZIONI OPERATIVE.

31 ESTETICA | 18 SALUTE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

1 manipolo Ø mm 42 - IP68

#### Potenza

3W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Gestione contatto

Si

#### Frequenza erogabile

3MHz e 1MHz

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Duty Cycle

10%-100%

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensioni


mm 170x220x60

#### Peso

gr 870

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di ultrasuonoterapia MEDISOUND 3000
- 1 Manipolo
- 1 Confezione gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



PROGRAMMABILE



ALIMENTAZIONE A RETE



BATTERIA RICARICABILE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MEDISOUND 3000

## ULTRASUONOTERAPIA | 49 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### SALUTE

Fratture
Frattura polso
Fratture da stress tibia
Tunnel carpale
Epicondilite
Mal di schiena
Tendinite calcificata spalla
Dolori muscolari
Dolori cervicali
Trapezialgia
Stenosi spinale
Osteoartrite
Osteoartrite colonna
Osteoartrite spalla
Osteoartrite anca
Osteoartrite ginocchio
Osteoartrite caviglia
Pseudoartrosi

#### ESTETICA

Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Lipolisi
Ipotonia
Smagliature
Pelle a buccia d'arancia
Skin smoothing
Drenaggio linfatico
Massaggio
Skin restructure
Lifting facciale
Tattamento photoaging
Rilassamento addome
Adiposità addome
Culotte de cheval
Drenaggio cosce e fianchi
Massaggio cosce e fianchi
Adiposità glutei e fianchi
Rilassamento
Drenaggio linfatico braccia
Smagliature seno
Rilassamento seno
Tattamento rughe
Tattamento cicatrici
Couperose
Teleangectasie
Foruncoli corpo
Foruncoli viso
Acne viso
Tattamento cheloidi
Applicazione principi attivi