

## LETTO ELETTRICO PER PAZIENTI BARIATRICI

**Ref. LT-120B**

**Ref. LT-140B**



### Descrizione

Letto elettrico ad altezza variabile per persone obese. Piano rete articolato a 4 sezioni con doghe in metallo. Mediante telecomando si può adattare l'alza-busto e l'alza-gambe per permettere al paziente di assumere la posizione più confortevole. Il telecomando si disattiva se non utilizzato per circa 2 minuti e si riattiva mediante chiavetta magnetica in dotazione.

Le funzioni Trendelenburg e anti-Trendelenburg supportano l'operatore sanitario nelle manovre di prevenzione delle piaghe da decubito.

Il letto è dotato di sponde scorrevoli in alluminio, quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento e alza-malati ad innesto con maniglia.

Disponibile in due varianti di misura come indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche.

### Destinazione d'uso

Ausilio indicato per la degenza domiciliare o ospedaliera per pazienti obesi e con difficoltà motorie.

## Identificazione prodotto

|                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dispositivo Medico                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO             |
| Codice CND                                                                | Y181210                                                                                                                                                                              |                                         |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM                                    | Ref. LT-120B<br>Ref. LT-140B                                                                                                                                                         | 1703394/R<br>1703402/R                  |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO             |
| Classe del dispositivo medico                                             | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III |                                         |
| Marcatura CE                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO             |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante                               | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO             |
| Ente Certificatore                                                        | <input type="checkbox"/> SI                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> NO  |
| Sterile                                                                   | <input type="checkbox"/> SI                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> SI                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> NO             |
| Anno immissione in commercio                                              | 2018                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Garanzia                                                                  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.                                                                                                     |                                         |
| Fabbricante                                                               | INTERMED S.r.l.                                                                                                                                                                      |                                         |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP                                 | n/a                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Distributore                                                              | INTERMED S.r.l.                                                                                                                                                                      |                                         |

## Caratteristiche Tecniche

| Codice Ref.                                  | LT-120B                                                                                                                                           | LT-140B |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Larghezza rete                               | 120 cm                                                                                                                                            | 140 cm  |
| Larghezza totale                             | 132 cm                                                                                                                                            | 152 cm  |
| Peso                                         | 125 kg                                                                                                                                            | 135 kg  |
| Lunghezza rete                               | 191 cm                                                                                                                                            |         |
| Lunghezza totale                             | 215 cm                                                                                                                                            |         |
| Altezza rete dal suolo                       | Da 36 a 76 cm                                                                                                                                     |         |
| Inclinazione massima alza-busta              | 70°                                                                                                                                               |         |
| Inclinazione massima alza-gambe              | 30°                                                                                                                                               |         |
| Portata massima                              | 285 kg                                                                                                                                            |         |
| Ruote                                        | n. 4 piroettanti con freno, diametro 5"                                                                                                           |         |
| Motori                                       | Richmat (3pz)                                                                                                                                     |         |
| Posizioni Trendelenburg e anti-Trendelenburg | Si                                                                                                                                                |         |
| Materiali                                    | Telaio con tubi quadri in acciaio.<br>Cornice con tubi tondi e doghe in acciaio.<br>Testata e pediera in legno di faggio.<br>Sponde in alluminio. |         |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Informazioni utili\*

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.         |
| CONSERVAZIONE                  | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.        |
| MANUTENZIONE E PULIZIA         | Pulire con panno morbido e detergenti neutri.<br>Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.                  |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO        | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

| COMPONENTE          | DESCRIZIONE                                                                                                    | PZ / CONFEZIONE |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LT-120B o LT-140B** | Letto elettrico per pazienti bariatrici, sponde scorrevoli in alluminio e alza-malati ad innesto con maniglia. | 1               |
| Manuale d'uso       | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.                                                           | 1               |

\*\*La confezione contiene un solo modello di letto a seconda della misura scelta.

## Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA       | MODIFICA                                                                                                         |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | 10/06/2016 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.                                                |
| 2.0  | 03/11/2016 | Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE. |

