

SCHEDA TECNICA N° 205

NOME PRODOTTO SEDIA DOCCIA WAVE 2 da 24"

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Carrozzina utilizzabile sia come sedia doccia che come sedia comoda.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore Bianco

Dimensioni
Altezza seduta regolabile da 49 cm a 54 cm
Superficie seduta 45x42 cm (LxP)
Larghezza totale: 61 cm
Profondità totale senza pedane: 59 cm
Profondità totale con pedane: 74 cm

Portata massima 120 KG

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio qualità e regolatorio
----------------------------	--