

Oplà 04/Jeans

REGGISPALLE STECCATO
UNISEX

CE

► Dorsalgia, Dorso curvo




CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZE retro cm. 36 e davanti cm. 14
 TESSUTI Cotone Jeans elasticizzato retro. Fascia in bendaggio Microgrip. Bretelle in bendaggio Microgrip
 STECCATURA due 1304 cm. 32 paravertebrali estraibili
 CHIUSURA velcro anteriore
 COLORE ● nero.

► Particolarità

- Tessuto jeans elasticizzato
- Ampia regolazione nella parte anteriore
- Bretelle in morbido tessuto

CIRCONFERENZA SOTTOSENO DELL'UTILIZZATORE



Misure	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130