

## Dati tecnici

PRODOTTO	NIMBO XS	NIMBO S	NIMBO M	NIMBO L	NIMBO XL
rosso	705100010	705100110	705100210	705100310	–
blu	705100020	705100120	705100220	705100320	–
viola	705100030	705100130	705100230	705100330	–
nero	–	–	–	–	705100440
Statura (fino a circa)	78 - 98 cm	98 - 132 cm	116 - 154 cm	150 - 189 cm	184 - 214 cm
Lunghezza ingombro	50 cm	61,5 cm	73 cm	79,5 cm	93,5 cm
Larghezza ingombro	56 cm	58 cm	59 cm	66,5 cm	65 cm
Altezza ingombro	41 - 51 cm	51 - 68 cm	61 - 80,5 cm	75,5 - 94,5 cm	94 - 109 cm
Larghezza tra le manopole	34,5 cm	34,5 cm	38,5 cm	41,5 cm	48 cm
Larghezza fra le ruote posteriori	55,5 cm	58 cm	61 cm	65 cm	69,5 cm
Misura ruote anteriori	Ø 12 x 3,2 cm				
Misura ruote posteriori	Ø 12,3 x 3,3 cm				
Misure deambulatore ripiegato (PxLxA)	77 x 59 x 22 cm	76 x 62 x 19 cm	90 x 65 x 17 cm	113 x 70 x 20 cm	133 x 74 x 21 cm
Peso	3,8 kg	4,3 kg	5,4 kg	6 kg	7,8 kg
Portata max.	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg	120 kg
Materiale telaio	Tubolare d'alluminio anodizzato				
Materiale manopole	Plastica				