

Etac Swift Mobil Tilt-2

La Swift Mobil Tilt-2 è stata progettata pensando ai bisogni degli utilizzatori e dei loro caregivers. Permette di gestire facilmente le varie attività assistenziali offrendo al tempo stesso sicurezza e comfort.

Basculamento facilitato

La Swift Mobil Tilt-2 ha un sistema di basculamento facilitato che offre una sensazione di maggiore sicurezza all'utilizzatore e una posizione di lavoro ergonomica per il caregiver. Il basculamento da -5° a 35° può essere azionato da entrambi i lati della seduta permettendo così un continuo controllo visivo da parte dell'operatore.

Facilità di accesso e comfort

Grazie alla facilità di accesso al piano di seduta le attività di assistenza sono agevolate per il caregiver e per l'utilizzatore. Lo schienale tensionabile traforato e la pedana ergonomica rendono l'ausilio particolarmente confortevole. Sono inoltre disponibili imbottiture sedile di vari spessori e densità.

Adatta a tutti

La Swift Mobil Tilt si adatta a varie tipologie di utilizzatori e alle loro esigenze. Ha una portata massima di 160 kg ed è regolabile in altezza da 45 a 60 cm. I braccioli hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza. Le pedane poggiatepiedi estraibili sono regolabili in altezza e disponibili anche in versione accorciata.

Etac Swift Mobil Tilt-2 XL

Sono disponibili varianti con uno schienale più ampio, che aggiunge 6 cm extra tra i braccioli e lo spazio disponibile tra le pedane è aumentato di 12 cm.



Etac Swift Mobil Tilt-2

	Codice numero.
Swift Mobil Tilt-2	80229410
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per secchio	80229411
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella	80229412
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella e padella	80229415
Swift Mobil Tilt-2 XL	80229480
Swift Mobil Tilt-2 XL con attacchi per padella	80229481
Swift Mobil Tilt-2 XL con attacchi per secchio	80229485

Di serie: schienale, seduta, braccioli, pedane e 4 ruote frenabili.

Peso

20,4 kg

Dimensioni

Larghezza totale: 57/56/64 cm. Distanza tra i braccioli: 42/48/54 cm
Larghezza totale XL: 61/64/70 cm. Distanza tra i braccioli: 48/54/60 cm.

Portata Massima

160 kg

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere
Seduta, Braccioli: polipropilene
Schienale: poliestere/Velcro
Pedana: polipropilene
Ruote: poliammide/TPE



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessari.

Caratteristiche



Seduta con apertura posteriore

L'ampio accesso posteriore facilita al caregiver le attività di igiene, garantendo comunque un ampio appoggio all'utilizzatore. La seduta è antiscivolo e facile da pulire grazie alla superficie "Etac Easy Clean" sviluppata in esclusiva.



Basculamento pratico e sicuro

Il basculamento può essere azionato da entrambi i lati della seduta, garantendo al caregiver una posizione di lavoro ottimale per mantenere costantemente il contatto visivo con l'utilizzatore.



Braccioli regolabili di serie

Facilmente adattabili a varie esigenze. I braccioli hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza.



Poggiatesta regolabile

Progettato per donare il massimo del comfort e della flessibilità; può essere regolato in più posizioni per adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

