


# LG2004 BASIC

## Montascale a cingoli

LG 2004 Basic è concepito per garantire sicurezza e affidabilità, dotato di un sistema di rotazione manuale sul piano attraverso l'uso di ruotine ausiliarie.

Questo montascale è dotato di un timone con estremità pieghevoli e un design compatto e funzionale. Pur essendo una versione più basilare, il LG 2004 Basic non trascura le esigenze fondamentali di sicurezza e comfort. La sua struttura robusta e le caratteristiche di sicurezza integrata garantiscono un trasporto sicuro e stabile su diversi tipi di scale. Perfetto per ambienti domestici e pubblici, questo montascale è una soluzione pratica e economica per chi cerca un ausilio affidabile e facile da utilizzare, che garantisca una mobilità indipendente mantenendo un alto standard di sicurezza.










■ **APPOGGIA RUOTE CARROZZINE  
SALVASPAZIO**

Larghezza totale appoggio carrozzina  
66 cm



■ **AGGANCIO SUPERIORE CARROZZINE  
SALVASPAZIO**

Estensione di aggancio da 39 cm a 55 cm



■ LED PER PUNTO DI EQUILIBRIO



■ RUOTINI AUSILIARI

Posizionati sulla parte posteriore, facilitano lo spostamento sul pianerottolo



■ PROTEZIONE PULSANTE DI SICUREZZA

Protezione metallica per evitare pressioni involontarie del pulsante blocco di emergenza

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Peso complessivo                                                | kg 44                                 |
| Peso corpo macchina                                             | kg 35                                 |
| Peso del timone                                                 | kg 9                                  |
| Ingombro massimo                                                | 150x64x92 cm                          |
| Potenza del motore                                              | 300 W                                 |
| Alimentazione caricabatterie                                    | 100-240 V                             |
| Massimo peso trasportabile                                      | kg 130                                |
| Percorrenza in autonomia                                        | 540 gradini (con passeggero di 85 kg) |
| Autonomia con indicatore in riserva                             | 80 gradini                            |
| Misura minima larghezza scale                                   | 77 cm                                 |
| Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L                    | 98x98 cm                              |
| Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U                    | 98x170 cm                             |
| Inclinazione massima                                            | 70% - 35°                             |
| Temperatura di uso                                              | 0°C / 40°C                            |
| Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) | -10° ÷ 50°                            |
| Velocità massima                                                | 15 Gradini per minuto                 |
| Dimensione imballo                                              | 116x70x43 cm                          |



Il montascale LG2004 e tutta la serie dei montascale a cingoli, è adatto solo per scale dritte