

SCHEDA TECNICA N° 117

NOME PRODOTTO CUTIE S17

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scooter di taglia media dal design moderno ed elegante.
Dotazione di serie: schienale, seduta, poggiatesta e piantone sterzo regolabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1425R9042 - Scooter Cutie S17 Titanio	CUTIE S17
1425R9041 - Scooter Cutie S17 Bianco	
94018069	Tendalino parasole
CESM03G-S12 grigio	Cappottina
94018036	Cestino posteriore
94219001	Cestino anteriore
79094013	Borsa Posteriore
94018058	Borsa + Portabastone
94018027	Porta Bombola Ossigeno
S37-005-00800	Porta Bastone
94088010	Portastampelle

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG. TAIWAN R.O.C.408	Eurom-service ldt. Helmholtzstr. 2-9 D-10587 Berlin, Germany

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BIANCO
--------	--------

Dimensioni	Ingombro larghezza: 67 cm Profondità totale: 132 cm Altezza sedile da terra: 70 cm Altezza sedile- pedana: 50 cm Altezza pedana terra: 20 cm Larghezza seduta: 46 cm Velocità massima: 12 km/h Pendenza massima: 6° Autonomia: 26 km Ruote anteriori: 90/40 - 8 Ruote posteriori: 100/50 - 8
------------	--

Peso	122 KG
------	--------

Portata massima	135 KG
-----------------	--------

Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 50 Ah Motore: 4 poli 500W 25:1 Centralina: S-Drive 120A
-------------------------	--

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio