

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>ALZAWATER CON VITE CENTRALE PER IL FISSAGGIO</p>	<p>Rev 01</p> <p>Febbraio 2013</p>
--	---	--

Codice	Descrizione
RA-2101125	Alzawater con vite centrale h 12,5 cm
RA-2101125BF	Alzawater con vite centrale e braccioli fissi h 12,5 cm
RA-2101125BR	Alzawater con vite centrale e braccioli ribaltabili h 12,5 cm

Descrizione ed indicazioni

Alzawater con vite centrale per fissaggio.

Il sistema di bloccaggio semplice e sicuro posizionato nella parte anteriore del dispositivo offre un'ottima stabilità ed un elevato comfort durante l'uso. Disponibile con o senza braccioli.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Materiali componenti

Seduta **polietilene**
Braccioli **alluminio**
Imbottitura braccioli **poliuretano morbido**

Caratteristiche

Flangia posteriore di stabilizzazione
Perno di fissaggio a vite anteriore
Appoggi dei braccioli in poliuretano
Saldature di chiusura a tenuta stagna
Superficie facilmente lavabile

Dati tecnici

Dimensioni esterne **41 x 42 cm**
Dimensioni del foro **26 x 19 cm**
Portata **130 kg**

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Non immergere in acqua.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Codice CND: Y091215

Progressivo di registrazione: 97743

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE