

SIMPLE - CARROZZINA ELETTRICA DA INTERNI

Ref. PW-E10



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Carrozzina elettrica con telaio pieghevole, schienale abbattibile con rivestimento in Nylon imbottito. Dotata di braccioli e pedane ribaltabili. Ruote posteriori da 12" con copertone in Poliuretano pieno e ruotini antibaltamento, le ruote anteriori hanno dimensione 8". Dotata di 1 batteria al Litio da 13Ah montata lateralmente, per facilitare il trasporto della carrozzina piegata senza doverla rimuovere, che permette un'autonomia di 15 km. Colore Grigio.

(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media).

Destinazione d'uso

Carrozine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y122127	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2545193/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	

Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2023	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805699223CARROZZELETQQ
--------------	------------------------

Codice Ref.	UDI-DI
PW-E10	8056992230316

Caratteristiche Tecniche – Carrozzina


Larghezza seduta	46 cm
Profondità seduta	42 cm
Larghezza totale	63 cm
Lunghezza totale	98 cm
Altezza totale (da terra alle impugnature)	86,5 cm
Diametro ruote posteriori	12"
Diametro ruote anteriori	8"
Altezza braccioli ribaltabili	22,5 cm
Altezza schienale	40 cm
Poggia piedi	Ribaltabili
Portata Max	100 kg
Peso	30 kg (1 batteria al Litio inclusa)
Pendenza massima superabile	8°
Velocità max	6 km/h
Autonomia (a velocità media su terreno pianeggiante)	15 km
Telaio	Acciaio verniciato

Caratteristiche Tecniche – Alimentazione

Motore	2 x 250 W
Comando	24 V
Batteria al Litio	n. 1 x 24 V, 13 Ah Litio
Carica batterie	HP 24V - 3A

Ingombri

Piegata: 68 x 44 x 73 cm



Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*PW-E10	Carrozzina elettrica Simple	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

*All'interno della scatola, la carrozzina nella misura scelta

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	28/02/2024	Registrazione prodotto

