



SCHEDA TECNICA - CUSCINO KOMET AIR 1

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.03.015 (EX 03.33.03.015)
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 2266657 (cod.855310-855311-855312-855314-855365-855316-855317-855318-855319-855366) Nr: 2388656 (cod. 856367-856368-856369-856370)
CND	Y033303

DESCRIZIONE GENERALE

Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie e per situazioni di prolungata immobilità, per la prevenzione di insorgenze di ulcerazioni cutanee.

Il cuscino distribuisce in modo ottimale le pressioni di appoggio, limita le forze di compressione, l'attrito sulla pelle, riducendo il rischio di lesioni da decubito.

Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio, indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti.

Realizzato in PVC medicale, consente un comfort ed uno scarico ottimale al cavo popliteo. Il cuscino offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito.

Il cuscino è dotato di una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico (cotone jersey), base antiscivolo, ignifugo, asportabile, lavabile in lavatrice a 40°.

Realizzato in PVC medicale non permeabile all'aria, facilmente lavabile in acqua tiepida e con detersivi non aggressivi, assicura il mantenimento di una pressione costante, uno scarico ottimale al cavo popliteo ed impedisce il fenomeno del "bottom out".

Composto da canali di collegamento tra le bolle d'aria (celle) favorisce il passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo, consente e facilita il micro-interscambio, offrendo una distribuzione uniforme della pressione, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento.

Cuscino per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni sino al 4° stadio (classificazione Epuap).

DATI TECNICI

- Fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey (bielastico), base antiscivolo
- Pompa di gonfiaggio
- Kit di riparazione
- H cm 6 LOW PROFILE
- H cm10 HIGHT PROFILE
- Portata massima Kg 180
- Peso da 1,35 kg a 2,39 kg

IMMAGINE ARTICOLO



LAVAGGIO/SANIFICAZIONE

- Cuscino: lavare in acqua tiepida, con detergente neutro. Non esporre il prodotto ai raggi solari o in vicinanza di fonti di calore.
- Fodera: lavare in acqua tiepida, con detergente neutro. Non esporre il prodotto ai raggi solari o in vicinanza di fonti di calore. Non torcere.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 855310 - 36x36x6cm	• 856367 - 36x40x6cm
	• 855311 - 40x40x6cm	• 855312 - 46x40x6cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	• 856368 - 45x46x6cm	• 855314 - 50x46x6cm
	• 855365 - 55,5x51x6cm	
	• 855316 - 36x36x10cm	• 856369 - 36x40x10cm
	• 855317 - 40x40x10cm	• 855318 - 46x40x10cm
	• 856370 - 45x46x10cm	• 855319 - 50x46x10cm
	• 855366 - 55,5x51x10cm	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.