

SCHEDA TECNICA - KOMET AIR 2

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.03.018 (EX 03.33.03.018)
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 2266660(cod.855331-855334-855335-855361-855363- 855342-855340-855341-855362-855364) Nr: 2388571 (cod. 855371-855372-855373-855374)
CND	Y033303

DESCRIZIONE GENERALE

Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie e per situazioni di prolungata immobilità, per la prevenzione di insorgenze di ulcerazioni cutanee.

Il cuscino, costituito da due settori indipendenti a pressione differenziata e conformazione variabile, dispone di valvole di gonfiaggio per i due settori differenziati, distribuisce in modo ottimale le pressioni di appoggio, limita le forze di compressione riducendo l'occlusione capillare prolungata, l'attrito sulla pelle, il rischio di lesioni da decubito.

Indicato nei casi in cui occorre compensare asimmetrie ed obliquità grazie alla regolazione delle pressioni dei due distinti settori.

Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio a settori differenziati, indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti.

Realizzato in PVC medicale, consente un comfort ed uno scarico ottimale al cavo popliteo ed impedisce il fenomeno del "bottom out".

Il cuscino offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito.

Il cuscino è dotato di una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico (cotone jersey), base antiscivolo, ignifugo, asportabile.

Realizzato in PVC medicale non permeabile all'aria, assicura il mantenimento di una pressione costante.

Composto da canali di collegamento tra le bolle d'aria (celle) favorisce il passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo, consente e facilita il micro-intercambio, offrendo una pressione uniforme della pressione, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento.

DATI TECNICI

- Fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey (bielastico), base antiscivolo
- Pompa di gonfiaggio
- Kit di riparazione
- PVC medicale atossico
- H cm 6 LOW PROFILE
- H cm 10 HIGHT PROFILE
- Portata massima Kg 180
- Dispositivo Medico di CLASSE I

IMMAGINE ARTICOLO



LAVAGGIO SANIFICAZIONE

- Cuscino: lavare in acqua tiepida, con detergente neutro. Non esporre il prodotto ai raggi solari o in vicinanza di fonti di calore.
- Fodera: lavare in acqua tiepida, con detergente neutro. Non esporre il prodotto ai raggi solari o in vicinanza di fonti di calore. Non torcere.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 855371 - 36x36x6cm	• 855331 - 36x40x6cm
	• 855334 - 40x40x6cm	• 855335 - 46x40x6cm
	• 856372 - 45x46x6cm	• 855361 - 50x46x6cm
	• 855363 - 55,5x51x6cm	
	• 855373 - 36x36x10cm	• 855342 - 36x40x10cm
	• 855340 - 40x40x10cm	• 855341 - 46x40x10cm
	• 855374 - 45x46x10cm	• 855362 - 50x46x10cm
	• 855364 - 55,5x51x10cm	
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.