

# CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Destinazione d'uso: Cuscino a celle d'aria a microinterscambio adatto per pazienti geriatrici inattivi a medio rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Cuscino a celle d'aria a singola camera di gonfiaggio. Le celle sono in Laxprene, materiale altamente resistente alle forze di trazione e/o stiramento. Ogni cella è indipendente dalle altre dal punto di vista del movimento, ciò consente di evitare forze di taglio e/o stiramento e un perfetto adattamento del supporto alla morfologia del paziente. L'architettura delle celle "a nido d'ape" consente di aumentare la superficie di contatto riducendo i picchi di pressione nella zona del sacro; gli ampi canali di areazione consentono una maggiore traspirazione evitando gli effetti nocivi della macerazione.

Dotato di fodera per incontinenti bi-estensibile in tessuto traspirante, ma impermeabile ai liquidi, con base antiscivolo. Completo di pompetta di gonfiaggio dotata di manometro.

Dimensioni: 40 x 40 x 7 cm - 43 x 43 x 7 cm

Portata Massima: 120 Kg

Numero celle: 36

Colore : Arancione

Altezza Celle: 7 cm

Materiale delle celle: Laxprene, materiale altamente resistente alle forze di taglio e stiramento

Fodera: Impermeabile, traspirante, bi estensibile con base antiscivolo

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
<b>P301CB40401HW</b>	CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR 40 x 40 x 7 cm	2611853	V08030102
<b>P301CB43431HW</b>	CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR 43 x 43 X 7 cm	2611859	V08030102



# CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia
<b>DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I
--------------------------------------	---