

LETTO ARTICOLATO LIUTO



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Letto in ferro dotato di rete metallica a due movimenti

- Regolazione manuale indipendente dell'inclinazione dello schienale e della zona cosce/gambe
- Schienale regolabile da 0° a 75°

PRECAUZIONI D'USO

Carico massimo: 180 Kg

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15000092	LETTO ARTICOLATO A 2 MOVIMENTI SMONTABILE LIUTO	2212860	V080602

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE

LETTO ARTICOLATO LIUTO

Dimensioni	Larghezza rete: 85 cm
	Larghezza massimo ingombro: 90 cm
	Lunghezza rete: 196 cm
	Lunghezza massimo ingombro: 203 cm
	Altezza rete da terra: 49 cm
	Altezza pediera: 39 cm
	Altezza testiera: 59 cm
Portata utente	135 Kg

ACCESSORI E RICAMBI

15002058 Ruote con freno

15000036 Kit in legno senza ruote per rete smontabile

15000036/R Kit in legno con ruote per rete smontabile

15001006 Sponde ribaltabili

18/23/I Parasponde