

# LETTO ELETTRICO GONG ALLUNGABILE



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Letto elettrico, dotato di struttura in legno e rete metallica allungabile fino a 215 cm.
- Forme arrotondate ed eleganti, adatte ad ogni tipologia di ambiente
  - Sponde laterali di contenimento in alluminio regolabili in altezza
  - Blocchi ferma materasso sulla rete
  - Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
  - Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
  - Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
  - Regolazione in altezza del piano rete
  - Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
  - Telecomando dotato di chiave magnetica che permette l'attivazione solo da parte di personale autorizzato
  - Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
  - In caso di allungamento delle rete è possibile dotarsi di appositi accessori quali kit allungamento sponde e prolunga per materasso cod. 15001008
  - Regolazione sezione schiena 0°-70°
  - Regolazione sezione cosce 0°- 40°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0° - 25°
  - Prolunga materasso 20 cm disponibile come accessorio cod. P101M20
  - Parasponde disponibili come accessori cod. 18/23/I

## PRECAUZIONI D'USO

Carico massimo: 250 Kg

## GAMMA PRODOTTI

| Codice prodotto | Descrizione          | BD/RDM  | CND       |
|-----------------|----------------------|---------|-----------|
| 15000017        | LETTO ELETTRICO GONG | 2212772 | V08060101 |

## INFORMAZIONI GENERALI

# LETTO ELETTRICO GONG ALLUNGABILE

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FABBRICANTE</b> | Movi Spa<br>Divisione Wimed<br>Via Dione Cassio, 15<br>20138 Milano<br>Italia |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## DATI REGOLATORI

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b> | I<br>Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b>                     | Larghezza rete: 90 cm<br>Larghezza massimo ingombro: 105 cm<br>Lunghezza rete: da 200 a 215 cm<br>Lunghezza massimo ingombro: da 217 a 232 cm<br>Altezza rete da terra: regolabile da 23 cm a 63 cm<br>Altezza pediera e testiera: 59 cm                                                                                                                                                                     |
| <b>Portata utente</b>                 | 180 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alimentazione Elettrica</b>        | CENTRALINA<br>Tipo: Motek Twinmate<br>Tensione d'ingresso: CA 230 V, $\pm 10\%$ , 50 Hz<br>Intermittenza(funzionamento peridiodico del motore):10% ( 2 min . – 18 min.)<br>Livello di pressione sonora: Max 50 dB<br><br>PULSANTIERA<br>Tipo: Motek<br>Motori elettrici per regolazione piano rete<br>Tipo: Motek Gas Spring<br>Intermittenza(funzionamento peridiodico del motore):10% ( 2 min . – 18 min.) |
| <b>Classe di protezione elettrica</b> | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Materiali</b>                      | Rete in metallo<br>Struttura in legno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ACCESSORI E RICAMBI



# LETTO ELETTRICO GONG ALLUNGABILE

P101M20 Inserto prolunga materasso compatibile con Polyplot e Viscoflex

15001008 Prolunga per sponde