

# Solo Black Edition

**PROPULSORE ELETTRONICO.** Silenzioso. Aggancio agevolato dall'innovativo sistema NUI®, privo di perni. Comodamente disattivabile, liberando le ruote per la spinta manuale. La versione **Solo+** trasporta persone con peso fino ai 200 kg.



## DOTAZIONE

- COPPIA DI RUOTE MOTORIZZATE ESTRAIBILI CON FRENO AUTOMATICO
- COMANDO PER LA GUIDA PROGRAMMABILE
- BATTERIE SIGILLATE DI SERIE AGLI IONI DI LITIO O AL PIOMBO-SILICIO
- DISPOSITIVO DI AGGANCIO ALLA CARROZZINA
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TÜV



VEDI P 033



DATI TECNICI	SOLO	SOLO+
PORTATA MAX UTENTE + CARROZZINA + SOLO	210 KG	250 KG
PESO MAX UTENTE	160 KG	200 KG
DIAMETRO RUOTE	24"	
VELOCITÀ MAX AVANTI / INDIETRO FINO A	6 / 3 KM/H	
PENDENZA SUPERABILE FINO A	20%	15%
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	35 KM, IONI DI LITIO 25 KM, PIOMBO-SILICIO	15 KM, IONI DI LITIO
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	4,2 KG / 2 x 28,8 V, 16 AH, IONI DI LITIO / 10,2 KG / 2 x 24 V, 16 AH, PIOMBO-SILICIO	4,2 KG / 2 x 28,8 V, 16 AH, IONI DI LITIO
PESO / TIPO RUOTA MOTORIZZATA	2 x 9 KG / 2 x 28,8 V, 150 W, DC	
PESO COMANDO	0,4 KG	
PESO TOTALE RUOTA MOTORIZZATA	22,9 KG (IONI DI LITIO) 28,9 KG (PIOMBO-SILICIO)	22,9 KG

