

max-e Black Edition

PROPULSORE ELETTRONICO. Leggero, compatto e attivabile con un semplice gesto. Ottime prestazioni in autonomia e potenza. Disponibile anche nella versione **lights** con luci anteriori e posteriori.



DOTAZIONE

- GRUPPO PROPULSIVO CON FRENO AUTOMATICO
- DISPOSITIVO DI AGGANCIO ALLA CARROZZINA
- COMANDO DI GUIDA PROGRAMMABILE
- BATTERIE SIGILLATE AL GEL-PIOMBO
- COPPIA DI RUOTE ESTRAIBILI COMPLETE DI CREMAGLIERA
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- TECNOLOGIA SILENT-POWER
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TÜV



VEDI
P 033



DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE + CARROZZINA + MAX-E BE	200 KG
DIMENSIONI TOTALI	L 30 - 70 x P 15,3 x H 29 CM
DIAMETRO RUOTE	24" / 20"
DIMENSIONE MIN SEDUTA	28 CM
VELOCITÀ MAX AVANTI / INDIETRO FINO A	6 / 3 KM/H
PENDENZA SUPERABILE FINO A	20% (UTENTE FINO A 80 KG) / 16% (UTENTE DA 80 A 160 KG)
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	16 KM
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	10,1 KG / 2 x 12 V, 16 AH, GEL-PIOMBO
PESO / TIPO MOTORE	9,1 KG / 24 V, 130 W, DC
PESO COMANDO	0,5 KG
PESO TOTALE	20,2 KG