

v-max²

PROPULSORE ELETTRONICO PER ACCOMPAGNATORE. Motore potente e silenzioso. Assiste la spinta e la frenata in sicurezza, in interno ed esterno, su terreni accidentati o pendenti. Facile da attivare e da manovrare.



DOTAZIONE

- GRUPPO PROPULSIVO CON DIFFERENZIALE E FRENO AUTOMATICO
- IMPUGNATURE ERGONOMICHE PER LA GUIDA
- BATTERIE SIGILLATE AL LITIO O GEL-PIOMBO
- DISPOSITIVO DI AGGANCIO ALLA CARROZZINA
- COPPIA DI RUOTE ESTRAIBILI, COMPLETE DI CREMAGLIERA
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- TECNOLOGIA SILENT-POWER
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TUV



VEDI
P 033



DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE + CARROZZINA + V-MAX ²	210 KG
DIMENSIONI TOTALI	L 45,8 – 72 x P 27,1 x H 25,5 CM
DIAMETRO MIN – MAX RUOTE	20" – 24"
DIMENSIONE MIN SEDUTA	38 CM
VELOCITÀ MAX AVANTI / INDIETRO FINO A	6 / 3 KM/H
PENDENZA SUPERABILE FINO A	20%
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	13,6 KM (LITIO) / 10,5 KM (GEL-PIOMBO)
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	4,2 KG / 28,8 V, 16 AH, LITIO 10,2 KG / 2 x 12 V, 15 AH, GEL-PIOMBO
PESO MOTORE	9,3 KG
PESO TOTALE	14 KG (LITIO) 20 KG (GEL-PIOMBO)