

# Servo Black Edition

**DISPOSITIVO DI SPINTA ASSISTITA.** I propulsori si attivano dopo un'iniziale sollecitazione, moltiplicando la forza manuale impressa e garantendo un'autospinta ottimale. Leggero, compatto e con ottime prestazioni, grazie al concetto Alpha.



## DOTAZIONE

- COPPIA DI RUOTE MOTORIZZATE ESTRAIBILI, CON FRENO AUTOMATICO
- COMANDO PER LA GUIDA E SERVO APP DI INTERFACCIA CON 10 PROGRAMMI DI GUIDA PERSONALIZZABILI
- BATTERIE SIGILLATE DI SERIE AGLI IONI DI LITIO
- DISPOSITIVO DI AGGANCIO ALLA CARROZZINA
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TÜV



VEDI P 033



## DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE + CARROZZINA + SERVO	200 KG
PESO MAX UTENTE	150 KG
DIAMETRO RUOTE	24"
VELOCITÀ MAX AVANTI / INDIETRO FINO A	6 / 3 KM/H
PENDENZA SUPERABILE FINO A	20%
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	55 KM, IONI DI LITIO
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	4,2 KG / 2 x 28,8 V, 16 AH
PESO RUOTA MOTORIZZATA	2 x 10,1 KG
PESO COMANDO	0,1 KG
PESO TOTALE	24,8 KG

