

Real 9700 Plus Coxit

SEDIA DA LAVORO ERGONOMICA MANUALE CON SEDUTA SDOPPIATA. Seduta divisa con alette regolabili individualmente, fissate senza incavi per impedire l'accumulo di polvere. Adatta a persone con vari tipi di lesioni ortopediche.



DOTAZIONE

- UNITÀ DI SEDUTA ERGOMEDIC COXIT PLANARE ERGONOMICA, REGOLABILE IN ALTEZZA, CON SISTEMA DI BASCULAMENTO
- SCHIENALE RECLINABILE
- TESSUTO TRAFORATO A NIDO D'APE
- BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
- 4 RUOTE PIRETTANTI E FRENO MANUALE



VEDI
SITO



DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE	140 KG
H MIN - MAX SEDUTA	40 - 60 CM (SCHIENALE ALTO) / 32 - 46 CM (SCHIENALE BASSO)
L MIN - MAX PIANO SEDUTA	40 - 48 CM
P MIN - MAX PIANO SEDUTA	39 - 48 CM
L MIN - MAX SCHIENALE	30 - 46 CM
H MIN - MAX SCHIENALE	20 - 43 CM
BASCULAMENTO SEDUTA	15° A -8° / 23 A -23° (OPTIONAL)
DIAMETRO RUOTE ANT E POS	4 x 10 CM