



 **PINZA ERGONOMICA
PRECISIONE**
Manuale di istruzioni

REF. 817294

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare lo strumento di raccolta.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. Manico
2. Grilletto
3. Zampa Superiore
4. Zampa Inferiore
5. Tubo

UTILIZZO

- Prendete il dispositivo di presa con la mano e testate la funzione di presa tirando il manico insieme alle dita.
- L'apertura del dispositivo di presa dovrebbe chiudersi.
- Il dispositivo di presa è destinato a un uso generale.
- Il manico è facile da azionare.
- La testa (pinze) del dispositivo di presa può essere ruotata in incrementi di 90° e può essere regolata in posizione per una migliore presa o per raggiungere un oggetto, a seconda di come viene utilizzata.
- In questo modo si evita il dolore che si verifica quando il polso viene ruotato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	81cm
Diametro del tubo	14mm
Peso	215g
Materiale	Manico : PP Grilletto : ABS Tube : Alluminio Zampa inferiore + superiore: PP + TPE