

TORSOGRIP POSATE

SCHEDA TECNICA



Descrizione generale

Posate speciali in acciaio inox flessibili che possono essere ruotate secondo l'angolazione più adatta all'utilizzatore (limitate a poche rotazioni successive). L'impugnatura è in materiale termoplastico (gomma stampata) rivestita in materiale morbido e naturalmente antiscivolo. La sua forma ergonomica facilita una buona presa. Le posate possono attorcigliarsi.

Dati tecnici

Misura manico: sezione 27x37 mm, lunghezza 115 mm

Cucchiaino da minestra: lunghezza lama = 87 mm, peso totale = 104 gr

Cucchiaino piccolo: lunghezza lama = 75 mm, peso totale = 93 gr

Forcella: lunghezza lama 92 mm, peso totale = 93 gr

Coltello: lunghezza lama = 97 mm, peso totale = 103 gr

Garanzia lavastoviglie (ciclo breve, bassa temperatura)

Complies with the decree of 13/01/76 concerning stainless steel objects in contact with foodstuffs.