

SCOOTER CABINATO ELETTRICO RHINO



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

1. Identificazione del Prodotto

- Nome Commerciale: Scooter Cabinato per Persone Disabili Rhino
- Versioni Disponibili: BN021 RED / BN021 WHITEBLU
- Categoria veicolo L6E-BP
- Produttore: Quzhou Benneng Vehicle Co., Ltd
- Classificazione: Dispositivo medico per la mobilità assistita

2. Paese di Origine

- Cina

3. Specifiche Tecniche e Dimensionali

- Posti a Sedere: 1 (sedile singolo girevole per agevolare l'accesso)
- Struttura Cabinata: Porte, finestrini, tetto apribile manualmente; carrozzeria in plastica/composito

4. Freni e Sicurezza

- Freni: A disco
- Freno di Stazionamento: Leva manuale
- Specchietti Retrovisori: Presenti
- Illuminazione: Luci di posizione, fari anteriori, indicatori di direzione, posteriori
- Telecamera Posteriore: Per retromarcia assistita
- Pedali: Acceleratore (destra) e freno (sinistra)

5. Motore e Prestazioni

- Velocità Max: 25 km/h
- Capacità di Salita: 15°
- Autonomia: ~70 km (variabile)

6. Pneumatici e Vano Carico

- Pneumatici: 125/65-12 (ant./post.)

Pianale Posteriore Portaoggetti: Con cintura di fissaggio

7. Ergonomia e Comfort Interni

- Sedile Girevole: Per facilitare l'ingresso/uscita
- Cruscotto Digitale LCD: Info su velocità, livello batteria, km
- Ventilazione: Bocchette d'aria, ventole
- Finestrini Anteriori Elettrici, Posteriore Manuale: Per ventilazione
- Tetto Apribile Manualmente con Parasole: Maggiore aerazione e luce
- Volante Ergonomico con Comandi Integrati: Luci, clacson, indicatori
- Bluetooth: connettività
- Vani Portaoggetti: facilità di trasporto

SCOOTER CABINATO ELETTRICO RHINO

- Finiture Interne: Pavimento antiscivolo
- Descrizione delle Immagini
- Pannello Porta Interno: Plastica resistente, vano portaoggetti
- Vista Esterna (Rosso): Carrozzeria compatta, design urbano
- Cruscotto Interno: Volante ergonomico, display LCD, bocchette d'aria
- Sedile Girevole: Facilita l'accesso
- Freno di Stazionamento Interno: Leva facilmente accessibile
- Tetto Apribile con Parasole: Maggior comfort e ventilazione
- Finestrino Posteriore Apribile: Aggiuntiva fonte di ventilazione
- Pedaliera (Acceleratore/Freno): Uso intuitivo, simile a un'auto automatica

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
BN021 RED	CABINATO ELETTRICO RHINO COL. ROSSO	2724723	Y122124
BN021 WHITEBLU	CABINATO ELETTRICO RHINO COL. BIANCO E AZZURRO	2725208	Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Zhejiang Benneng Vehicle Technology Co.,Ltd. No.21,Longxing Road,Quzhou City,Zhejiang Province, Cina
MANDATARIO	RIOMAVIX SOCIEDAD LIMITADA Calle de Almansa 55, 1D Madrid 28039 Spagna

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO BIANCO/AZZURRO
---------------	-------------------------

SCOOTER CABINATO ELETTRICO RHINO

Dimensioni	Larghezza: 114,5 cm Profondità: 248 cm Altezza: 159 cm
Portata massima	150 Kg Massa a Vuoto del Veicolo: 407 Kg
Alimentazione Elettrica	Motore: Elettrico, 1200W Batteria: Piombo, 60V 58Ah Ricarica: 220V, 50 Hz, ~8 ore