

## SCHEDA TECNICA - ICON 35 LX - TRANSITO

<b>PRODUTTORE</b>	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
<b>DISTRIBUTORE</b>	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
<b>CODICE ISO</b>	12.21.06.045
<b>REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)</b>	Nr: 2725376/R Nr: 2725377/R Nr: 2725378/R
<b>CND</b>	Y122103

### DESCRIZIONE GENERALE

La carrozzina Icon 35 LX è una perfetta soluzione alla necessità di effettuare spostamenti nella più totale comodità con un ausilio molto leggero e con un ingombro ridotto.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole con doppia crociera.</li> <li>• Pedane estraibili e regolabili in altezza.</li> <li>• Schienale con angolo ergonomico.</li> <li>• Bracciolo ridotto con imbottitura morbida in PU, regolabili in altezza.</li> <li>• Freni per accompagnatore con dispositivo di stazionamento.</li> <li>• Maniglie per il trasporto della carrozzina da chiusa.</li> <li>• Schienale pieghevole.</li> <li>• Ruote piene antiforatura.</li> <li>• Ruota anteriore 18cm.</li> <li>• Ruota posteriore 35,5cm.</li> <li>• Maniglie di spinta angolate per facilitare la deambulazione.</li> <li>• Seduta e schienale con imbottitura traspirante</li> </ul>

### DIMENSIONI

PESO DA	PORTATA MASSIMA	ALTEZZA ANTERIORE SEDILE	ALTEZZA POSTERIORE SEDILE	LARGHEZZA DA CHIUSA	ALTEZZA DA CHIUSA	LUNGHEZZA DA CHIUSA	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	LUNGHEZZA TOTALE	PROFONDITA DEL SEDILE	LARGHEZZA SEDILE	LARGHEZZA DEI SEDILI TRA BRACCIOLI	ALTEZZA BRACCIOLI
9.0 kg (LX)	125 kg	44-49 cm	44 cm	27 cm	74 cm	65 cm	61 cm	91 cm	105 cm	40 cm	40 cm (LX, BX)	45 cm (LX, BX)	18-25 cm (LX)
8.2 kg (BX)											45 cm (LX, BX)	50 cm (LX, BX)	20 cm (BX)

### INFO UTILI

<b>CODICE PRODOTTO</b>	RWL35D2BKA - misura 40cm RWL35D4BKA - misura 45cm RWL35D6BKA - misura 50cm
<b>UNITÀ CONFEZIONAMENTO</b>	Pz. 1
<b>ACCESSORI</b>	/
<b>GARANZIA</b>	2 anni

### CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.  
 La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

