

# ROLLATOR EPIC COMFORT



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Rollator in alluminio, pratico e funzionale
- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
  - 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
  - Dotato di comodo appoggio per la schiena
  - Facile da chiudere e trasportare
  - Borsa porta oggetti di serie
  - Disponibile in 4 colori

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15607600	ROLLATOR IN ALLUMINIO EPIC-COMFORT SILVER	2346550	Y120609
15607601	ROLLATOR IN ALLUMINIO EPIC-COMFORT BIANCO	2633359	Y120609
15607602	ROLLATOR IN ALLUMINIO EPIC-COMFORT ROSSO	2633362	Y120609
15607603	ROLLATOR IN ALLUMINIO EPIC-COMFORT BLU	2633364	Y120609

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

# ROLLATOR EPIC COMFORT

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	SILVER - BIANCO - ROSSO - BLU
<b>Dimensioni</b>	Larghezza: 63 cm Profondità: 66 cm Altezza manopole: regolabile da 79 a 92 cm Dimensioni ruote posteriori: 20 cm Dimensioni ruote anteriori: 20 cm Dimensioni da chiuso: 27 x 79 x 66 cm Dimensioni seduta: 24,5 x 45 cm Altezza seduta: 53 cm
<b>Peso</b>	8,1 Kg
<b>Portata massima</b>	136 Kg