

ROLLATOR KD IN ALLUMINIO con borsa e ruote 20 cm



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Rollator in alluminio a telaio pieghevole.
- Seduta regolabile in altezza
 - Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
 - Dotato di un appoggio per la schiena
 - Facile da chiudere e trasportare

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15615200	ROLLATOR KD IN ALLUMINIO con borsa e ruote 20 cm	2186664	Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

SPECIFICHE TECNICHE

ROLLATOR KD IN ALLUMINIO con borsa e ruote 20 cm

Colore	BLU
Dimensioni	<p>Larghezza: 62 cm</p> <p>Profondità: 77 cm</p> <p>Altezza manopole: regolabile da 77 a 100 cm</p> <p>Dimensione seduta: 33 x 31 cm</p> <p>Altezza seduta da terra: regolabile da 44 a 59 cm</p> <p>Altezza fascia imbottita schienale: 4,5 cm</p> <p>Distanza tra seduta e fascia schienale: 20 cm</p> <p>Ruote posteriori: 20 cm</p> <p>Ruote anteriori: 20 cm</p> <p>Dimensioni tasca interna: 21 x 29 x 13 cm</p>
Peso	6,5 Kg
Portata massima	136 Kg