

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - SPACE CF

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.06.09.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	LRBLL60UK Nr: 2523986/R LRCGL60UK Nr: 2523989/R LRSGM55UK Nr: 2523992/R	LRCGM55UK Nr: 2523994/R LRBLM55UK Nr: 2523996/R	
CND	Y122109		

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator SPACE LX combina un design intuitivo, linee pulite e leghe di materiali altamente performanti. Il telaio leggero lo rende molto agevole da spingere, sollevare e spostare, sia internamente che esternamente. Fascia schienale e portabastoni incluso.
Disponibile in due taglie.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole. • Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi • Maniglie di spinta regolabili in altezza a posizione multipla • Freni di marcia e posizione a leva chiusa • Ruote 200X35 cm antifuoristrada con gommatura morbida • Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza • Appoggiatesta separati in plastica • Portata massima 150 Kg • Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe". • Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator. • Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie. • Dotato di schienale. • Dotato di porta bastone.

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	6.1 kg	fino a 150 kg	62 cm	46 cm	22cm	62 cm	56 cm	80 - 102 cm
Medium	6.0 kg		55 cm					72 - 85 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• LRBLL60UK - Blu -L • LRSGM55UK - Grigio - M • LRBLM55UK - Blu -M • LRCGL60UK - Champagne -L • LRCGM55UK - Champagne - M
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destra o sinistra) • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.