

## SCHEDA TECNICA N° 13

**NOME PRODOTTO** EASY WHEEL

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

**Carrozzina standard** pieghevole ad autospinta Easy, per persone adulte/anziane a ridotta capacità motoria, in grado di manovrare autonomamente la carrozzina.

Le ruote anteriori sono da 8" (Ø 200 mm), mentre le ruote posteriori sono da 24" (Ø 600 mm) piene, con corrimano in alluminio e ruotine ascensore di serie.

Rivestimento nylon.

**Braccioli** estraibili.

**Pedane** indipendenti, estraibili e regolabili in altezza con cinturino ferma tallone.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15120016	Carrozzina Easy - Wheel 16" 40 cm
15120017	Carrozzina Easy - Wheel 17" 43 cm
15120018	Carrozzina Easy - Wheel 18" 46 cm
15120020	Carrozzina Easy - Wheel 20" 50 cm
COD. ISO 12.21.06.039 misure 40,43,46,50 cm	

### INFORMAZIONI GENERALI

#### FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm Ingombro: +17 cm Larghezza trasporto chiusa: 29 cm Profondità seduta: 40 cm Altezza schienale: 45 cm Profondità massima con pedane: 106 cm Distanza bracciolo seduta: 21 cm Altezza seduta da terra: 48 cm
Peso	19 Kg
Portata massima	110 Kg
<b>REDATA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio