

# CARROZZINA EXCEL PLUS HD 1521002xHD



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Carrozzina bariatrica ad autospinta a doppia crociera
- Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato.
  - Braccioli estraibili e ribaltabili
  - Forcelle anteriori rinforzate
  - Rivestimento in Nylon lavabile
  - Maniglie posteriori dotate di freni per accompagnatore con sistema di bloccaggio
  - Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza, rinforzate e dotate di cinturino ferma tallone regolabile.
  - Ruota posteriore da 24"
  - Ruota anteriore da 8"
  - Freni attivabili anche tramite leva posta sulle maniglie di spinta per facilitarne l'utilizzo da parte dell'accompagnatore
  - Pedane in metallo regolabili in altezza, rinforzate e dotate di cinturino ferma tallone

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
<b>15210020HD</b>	EXCEL PLUS 20" (50CM) BLU HD	2540584	Y122106
<b>15210022HD</b>	EXCEL PLUS 22" (56CM) BLU HD	2540600	Y122106
<b>15210024HD</b>	EXCEL PLUS 24" (60CM) BLU HD	2540607	Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

# CARROZZINA EXCEL PLUS HD 1521002xHD

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BLU
<b>Dimensioni</b>	Larghezza seduta: 50/56/60 cm Ingombro massimo: +21 cm Altezza totale: 99 cm Profondità seduta: 46 cm Profondità totale: 118 cm - 120 cm Profondità senza pedane: 85 cm Distanza seduta-pedana: 41 cm - 51 cm Altezza schienale: 39 cm Altezza posteriore seduta: 49 cm Altezza anteriore seduta: 49 cm - 51 cm cm Altezza bracciolo: 23 cm
<b>Peso</b>	24,5 Kg
<b>Portata massima</b>	204 Kg

## ACCESSORI E RICAMBI

15992018 Pedane inclinazione variabile
15992008 Braccioli imbottiti regolabili in altezza
15991000 Tavolino universale (solo per la misura 50)
5304 Cintura pettorale a scudo
5303 Cintura pettorale a corpetto
5301 Cintura pettorale