

## **Carrozine pieghevoli per bariatrici**

### **Ref. BAR-250-xxP /BAR-250-xxT**



Il modello ed il colore nella foto sono puramente indicativi.

### **Descrizione**

Carrozine rinforzate con telaio pieghevole disponibili con ruote posteriori da 24" o 12" con copertone in PU pieno. Braccioli semi-desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di sicurezza. Attacco forcella con rinforzo. Carrozine indicate per pazienti obesi di peso fino a 250 Kg. (A richiesta, possibilità di avere profondità di seduta adattata al paziente)

### **Destinazione d'uso**

Carrozine indicate per pazienti obesi che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

### **Identificazione prodotto**

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106 Y122103	BAR-250-xxP BAR-250-xxT
Identificativo di Registrazione BD/RDM	BAR-250-55P BAR-250-60P BAR-250-65P BAR-250-70P	2490260/R 2490272/R 2490273/R 2490274/R

	BAR-250-75P	2490275/R
	BAR-250-55T	2490276/R
	BAR-250-60T	2490278/R
	BAR-250-65T	2490279/R
	BAR-250-70T	2490280/R
	BAR-250-75T	2490281/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2023	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

## IDENTIFICAZIONE UDI

<b>BASIC UDI-DI</b>	805267997CARROZZINE25
<b>Codice Ref.</b>	<b>UDI-DI</b>
BAR-250-55P	8052679979813
BAR-250-60P	8052679979820
BAR-250-65P	8052679979837
BAR-250-70P	8052679979844
BAR-250-75P	8052679979851
BAR-250-55T	8052679979868
BAR-250-60T	8052679979875
BAR-250-65T	8052679979882
BAR-250-70T	8052679979899
BAR-250-75T	8052679979905

## Caratteristiche Tecniche

BAR-250-P	55	60	65	70	75
Larghezza sedile	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm
Profondità sedile	42,5 cm				
Ingombro larghezza	71 cm	76 cm	81 cm	86 cm	91 cm
Ingombro lunghezza	107 cm				
Peso	19 Kg	19,5 Kg	20 Kg	20,5 Kg	21 Kg

Portata	<b>250 Kg</b>				
Ruote posteriori	24"	24"	24"	24"	24"
<b>BAR-250-T</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
Larghezza sedile	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm
Profondità sedile	42,5 cm				
Ingombro larghezza	68 cm	72 cm	77 cm	82 cm	87 cm
Ingombro lunghezza	107 cm				
Peso	17 Kg	17,5 Kg	19 Kg	19,5 Kg	20 Kg
Portata	<b>250 Kg</b>				
Ruote posteriori	12"	12"	12"	12"	12"
<b>*Variazione profondità sedile</b>	47,5 cm	50 cm			

\*Su richiesta, disponibili altre profondità di seduta

## Accessori opzionali

<b>BAR-AG</b>	Pedane elevabili
<b>BAR-AP</b>	Asta porta-flebo
<b>BAR-AMP</b>	Morsetto per asta porta flebo
<b>BAR-AVAR</b>	Variazione profondità seduta

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*BAR-250-xxx	Carrozzina bariatrica	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

\*All'interno della scatola, la carrozzina nella versione scelta

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	06/02/2023	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito e adeguamento normativo
1.1	13/10/2023	Notifica ministeriale
1.2	23/05/2024	Aggiornamento caratteristiche tecniche con aggiunta misura 75 cm

CE