

NEATECH™

—

LINEA JoB



Facile trasporto



Chiudibile



Leggera





Job è vacanza: liberi di essere se stessi.

Job risponde all'esigenza delle persone con disabilità di avere un **prodotto specifico per le vacanze** e soprattutto per la balneazione. La Neatech ha ideato e prodotto "Jamme 'o bagno", che non è solo l'accattivante invito in napoletano a farsi il bagno in mare, ma la soluzione più efficace al problema dell'impossibilità di persone con disabilità o con limitazioni temporanee, di entrare in acqua. In questo modo vengono completamente soddisfatti la naturale voglia di mare e il clima di divertimento e spensieratezza che caratterizzano una giornata di vacanza, la quale non va concepita come semplice momento di evasione e di svago, ma soprattutto come un'opportunità di crescita.

Le **ruote impermeabili a sezione variabile e deformazione controllata** della Job consentono agli utilizzatori e agli accompagnatori di **affrontare anche ciottoli, ghiaia, neve e sterrato**, trasformando ogni nuovo ostacolo in una fonte di divertimento. Per agevolare il trasporto è stato studiato un sistema di serraggio senza vincoli fissi, per cui la carrozzina risulta assemblabile e smontabile in pochi minuti e senza l'ausilio di utensili. **Job è la soluzione ideale per le piscine e per gli stabilimenti balneari non ancora attrezzati per il soggiorno dei disabili, poiché consente di adeguare ogni struttura alle norme in vigore per l'abbattimento delle barriere architettoniche.**

CARATTERISTICHE



Facilmente trasportabile anche in aereo



Smontabile con sistemi di sgancio rapido



Job ti segue ovunque: costruita con materiali resistenti anche all'acqua marina



Ergonomica, confortevole e con una vasta gamma di accessori

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza totale	1250 mm
Larghezza totale	900 mm
Lung./larg./alt. trasporto minimo	1020 x 555 x 505 mm
Altezza seduta	360 mm
Peso totale	7 kg più 3kg a ruota
Peso massimo utente	125 kg
Larghezza seduta	465 mm
Profondità seduta	420 mm
Larghezza schienale	465 mm
Altezza schienale	710 mm
Angolo di regolazione schienale	fisso
Angolo di regolazione pedane	fisso
Garanzia	2 anni
CE EN12182	sì

COLORI DISPONIBILI

