

La Sedia a Rotelle Elettrica  
ELEGANTE, PIEGHEVOLE & CONNESSA

**BR7L**



Sedia  
Collegata

Peso 24kg\*

Carico massimo 120kg

SCHEDA PRODOTTO



Un design ultra elegante,  
una seduta molto comoda,  
e un comfort di guida unico!



- Cruise control integrato
- Telaio compatto e leggero
- Notifiche vocali
- Batteria ternaria rimovibile

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	24 kg*	Carico massimo	120 kg
Dimensioni aperte	100 x 62 x 93 cm	Velocità massima	8 km/h
Dimensioni chiuso	70 x 64 x 44 cm	Pendenza massima	9°
Larghezza tra i braccioli	46 cm	Attraversamento	4 cm
Potere	2 x 170W	Autonomia	30 km

\* senza batteria +3kg | in Opzione Batteria compatibile Aereo

Scopri tutti i prodotti ErgoConcept sur [www.ergoconcept.it](http://www.ergoconcept.it)

ERGOCONCEPT Italia S.R.L. VIA LEONE XIII N 14 - 20145 Milano (MI) - Italia / CF/P.IVA: 13532420968

ERGOCONCEPT - 35 rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Edificio D - 69440 MORNANT - Francia

Tel.: +33 477 40 09 97 - Fax: +33 426 29 90 11 - E-mail: [contact@ergoconcept.net](mailto:contact@ergoconcept.net) - [www.ergoconcept.it](http://www.ergoconcept.it)

R.C.S LYON : 803 494 822 - Capitale sociale : 60 000 € - Immagini non contrattuali soggette a modifiche.

