

ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator in acciaio verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.

- 4 Ruote in PU, 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse
- Struttura arricchita con sostegno lombare per la schiena
- Impugnature regolabili in altezza
- Cestello porta oggetti di serie

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15615100	ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO	2237359	Y120609

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO**SPECIFICHE TECNICHE**

Colore	ROSSO
Dimensioni	Larghezza: 60 cm Profondità: 61 cm Altezza manopole regolabile da 77 a 91 cm Dimensione seduta: 30 x 30 cm Altezza seduta da terra: 53 cm Altezza fascia schienale: 4 cm Distanza tra seduta e fascia schienale: 20 cm Dimensioni cestino: 21 x 37 cm H 10 cm
Peso	8,3 Kg
Portata massima	136 Kg