

# CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina standard pieghevole da transit con ruote non estraibili.

- Rivestimento in Nylon lavabile
- Braccioli ribaltabili
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Ruote posteriori da 12"
- Ruote anteriori da 8"

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
<b>15121016</b>	CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT 16"/ 40 cm	2283245	Y122103
<b>15121017</b>	CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT 17"/ 43 cm	2276568	Y122103
<b>15121018</b>	CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT 18"/ 46 cm	2283249	Y122103
<b>15121020</b>	CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT 20"/ 50 cm	2283251	Y122103

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

## DATI REGOLATORI

# CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BLU
<b>Dimensioni</b>	Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm Ingombro massimo: +16 cm Ingombro senza ruote: +16 cm Profondità seduta: 40 cm Profondità totale: 97cm - 104 cm Profondità senza pedane: 71 cm Distanza seduta-pedana: 40 cm - 50 cm Altezza schienale: 42 cm Altezza posteriore seduta: 48 cm Altezza anteriore seduta: 51 cm Altezza totale: 92 cm Altezza bracciolo: 25 cm Ingombro da chiusa: 29 cm
<b>Peso</b>	17 Kg
<b>Portata massima</b>	110 Kg

## ACCESSORI E RICAMBI

15129901 Pedane inclinazione variabile
15991000 Tavolino universale
159940XX Poggiatesta
5301 Cintura pettorale
5303 Cintura pettorale a corpetto
5304 Cintura pettorale a scudo