

FIBER II - CARROZZINA ELETTRICA DA INTERNI IN CARBONIO**Ref. PW-X40**

Il colore e la configurazione del dispositivo nella foto, sono puramente indicativi.

Descrizione

Carrozzina elettrica con telaio in carbonio pieghevole a crociera, sedile e schienale con rivestimento in Nylon imbottito, con tasca posteriore. Braccioli ribaltabili, pedane ribaltabili. Ruote posteriori da 12" con copertone in Poliuretano pieno su cerchio in alluminio, le ruote anteriori hanno dimensione 7" montate su forcella in alluminio. Dotata di 1 batteria al Litio da 12Ah montata lateralmente, per facilitare il trasporto della carrozzina piegata senza doverla rimuovere, che permette un'autonomia di 10 km. Colore carbonio a vista.

(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media).

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y122127	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2957000/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbrikante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2025	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbrikante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbrikante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI


BASIC UDI-DI	805699223CARROZZELETQQ
Codice Ref.	UDI-DI
PW-X40	8056992232457

Caratteristiche Tecniche – Carrozzina

PW-X40	Misure
Larghezza seduta	45 cm
Profondità seduta	38 cm
Larghezza totale	63 cm
Lunghezza totale	96 cm
Altezza seduta dal suolo	48 cm
Altezza totale (dal suolo alle impugnature)	89 cm
Diametro route posteriori	12"
Diametro route anteriori	7"
Braccioli	Ribaltabili

Poggia piedi	Estraibili
Portata	130 kg
Peso	16 kg (senza batteria)
Peso batteria	1,4 kg
Pendenza massima superabile	9°
Velocità max	6 km/h
Autonomia (a velocità media su terreno pianeggiante)	10 Km
Materiale	Telaio in Carbonio. Schienale e seduta in Nylon imbottito. Ruote posteriori con cerchi in Alluminio e copertoni in PU pieno Ruote anteriori con copertone in PU pieno. Forcella per ruote anteriori in Alluminio. Braccioli ribaltabili in Carbonio.

Ingombro piegata



Caratteristiche Tecniche – Alimentazione

Motore	2 x 150W brushless
Comando	Brushless
Batteria al Litio	n. 1 x 24 V, 12 Ah Litio
Carica batterie	HP 24V - 2A

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*PW-X40	Carrozzina elettrica Fiber II	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	14/03/2025	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

