

CARROZZINA NOVA TRANSITO 153410XX



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina a doppia crociera pieghevole da transito con ruote estraibili.

- In lega leggera di magnesio
- Braccioli ribaltabili
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Ruote posteriori da 12"
- Ruote anteriori da 8"
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Freni per accompagnatore di serie
- Peso ultra leggero: 10 Kg con ruote da transito
- Schienale pieghevole per ridurre gli ingombri da chiusa

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15341017	CARR. IN MAGNESIO NOVA TRANSITO 43CM	2832346	Y122103
15341018	CARR. IN MAGNESIO NOVA TRANSITO 45CM	2781343	Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

CARROZZINA NOVA TRANSITO 153410XX

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Nero
Dimensioni	Larghezza seduta: 43/45 cm Ingombro massimo: +16 cm Ingombro senza ruote: +16 cm Profondità seduta: 40 cm Profondità totale: 97cm - 104 cm Profondità senza pedane: 71 cm Distanza seduta-pedana: 40 cm - 50 cm Altezza schienale: 42 cm Altezza posteriore seduta: 48 cm Altezza anteriore seduta: 51 cm Altezza totale: 92 cm Altezza bracciolo: 25 cm Ingombro da chiusa: 29 cm
Peso	10 Kg
Portata massima	113 Kg

ACCESSORI E RICAMBI

5301 Cintura pettorale
5303 Cintura pettorale a corpetto
5304 Cintura pettorale a scudo
15349901 Pedane elevabili
15349902 Ruotine antiribaltamento